

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. Tên sản phẩm: KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN GIA BẢO

2. Thành phần:

- Thanh nẹp mũi, dây thun, vải không dệt, lớp kháng khuẩn cao cấp.

3. Công dụng

- Có tác dụng ngăn ngừa bụi bẩn, hóa chất (kể cả khói xe) và vi khuẩn xâm nhập, kháng khuẩn đường hô hấp.

- Hỗ trợ phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp nhờ lớp vi lọc. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay được sử dụng trong môi trường y tế (phòng thẩm mỹ, bệnh viện, phòng khám và nha khoa) hoặc làm việc trong môi trường công nghiệp độc hại.

4. Hướng dẫn sử dụng

- Điều chỉnh khẩu trang sao cho:

+ Vừa khít với khuôn mặt, phải che kín cả mũi lẫn miệng.

+ Mặt có logo của khẩu trang hướng ra bên ngoài do mặt này có tính năng chống nước.

+ Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.

- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai.

- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp mũi lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.

• Lưu ý: Đối với khẩu trang y tế kháng khuẩn được đóng bịch: Khi xé bịch để lấy khẩu trang sử dụng, nếu không dùng hết khẩu trang ở trong bịch đã xé, bạn nên cho lại vào bịch để dán hoặc cột kín lại.

5. Cảnh báo và thận trọng:

- Không sử dụng trong trường hợp: Khẩu trang đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.
- Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.
- Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.
- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy.
- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. Bảo quản:

- Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt, tránh va chạm.
- Không để gần nơi chứa các hoá chất độc hại và không chổng chất vật nặng lên trên gây dập hay gãy bể sản phẩm, vỡ bao bì đơn.
- Bảo quản ở nhiệt độ bình thường.

7. Hạn dùng:

- 05 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm.

8. Quy cách đóng gói:

- 5 cái/ bịch, 10 cái/bịch, 5 bịch/ hộp, 10 cái/hộp, 50 cái/hộp, 50 hộp/ thùng.
- Số lượng và quy cách đóng gói khẩu trang có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và khách hàng.

9. Công ty sản xuất:

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO

Địa chỉ: 186 Đường Hồ Văn Tăng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Bùi Huy Dật