

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## COOPDECH FITFIX (HỆ THỐNG BÌNH HÚT DỊCH Y TẾ)

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua sản phẩm Fit Fix của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này.

**Túi lót không có chất làm đặc 1L cuối cùng (DKI-FF2861-EU)**

**Túi lót có chất làm đặc 1L (DKI-FF861-EU)**

**Túi lót không có chất làm đặc 2L đầu tiên (DKI-RD2862P)**

**Túi lót không có chất làm đặc 2L cuối cùng (DKI-RD2862F)**

**Túi lót có chất làm đặc 2L đầu tiên (DKI-RD862P)**

**Túi lót có chất làm đặc 2L cuối cùng (DKI-RD862F)**

**Túi lót không có chất làm đặc 3.5L đầu tiên (DKI-FF2863P)**


**Túi lót không có chất làm đặc 3.5L cuối cùng (DKI-FF2863F)**

Bộ chất làm đặc cho 1L (DKI-FF8451-EU)

Bộ chất làm đặc cho 2L (DKI-RD845)

Bộ chất làm đặc cho 3.5L (DKI-FF8453)

### Tổng quan về sản phẩm



Sau khi hút xong

Có chất làm đặc

1. Tắt nguồn hút và nối mỗi đầu vào với đầu vào thích hợp.
2. Xoay ống 90 ° và đẩy nó xuống dưới. Chất làm đặc sẽ được tiêm. (Hầu hết chất thải lỏng sẽ đông lại trong khoảng một giờ.)
3. Luôn xác nhận xem các chất đã đông lại. Cầm cái hộp bằng một tay và nhấc túi xách lên bằng tay kia. Giữ dụng cụ đông cứng và kéo túi.

**Đề phòng:** Nếu ống thoát ra, chất thải lỏng trong túi có thể tróc ra. Tránh giữ ống khi kéo túi hoặc mang theo đơn vị bằng ống.

4. Xử lý túi theo quy định về xử lý chất thải của cơ sở y tế.

### **Không có chất làm đặc**

Tắt nguồn hút và nối đầu khuỷu vào với mỗi đầu vào.

1. Làm vững chất thải lỏng
  - (1) Tháo nắp giữa và đặt đơn vị chất rắn. Xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn cảm thấy nó nhấp chuột.
  - (2) Xoay bộ phận đóng rắn 90% và đẩy nó xuống đáy. Chất làm rắn sẽ được tiêm vào chất thải lỏng sẽ bắt đầu đông lại.
  - (3) Luôn khẳng định rằng các chất đã đông lại. Cầm cái hộp bằng một tay và nhấc túi xách lên bằng tay kia. Giữ dụng cụ đông cứng và kéo túi ra.
2. Xả chất thải lỏng
  - (1) Cầm hộp bằng một tay và nhấc túi lên bằng tay kia. Kéo ra khỏi túi.
  - (2) Xả chất thải lỏng.

Vứt bỏ túi theo quy định về chất thải của cơ sở y tế.

**Chú ý:** Sử dụng thiết bị bảo hộ như găng tay cao su, mặt nạ và kính bảo hộ cho tất cả các quy trình sau khi vận hành hút và tiến hành các quy trình với sự chăm sóc đầy đủ.

### **A. Thận trọng khi sử dụng**

1. Đơn vị này chỉ được sử dụng bởi những người đã được đào tạo thích hợp.
2. Trước khi sử dụng thiết bị này, hãy đọc kỹ các chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng cẩn thận và làm quen với nội dung.
3. Không sử dụng sản phẩm này cho mục đích khác.
4. Không kết nối thiết bị với các nguồn khác ngoài nguồn hút [kết nối thiết bị với ống áp suất dương có thể dẫn đến thương tích cho bạn hoặc bệnh nhân hoặc thiệt hại cho thiết bị].
5. Khi tính toán tốc độ dòng chảy hoặc áp suất, hãy tính đến quy trình phẫu thuật, regon, kích thước, thể trạng của bệnh nhân và tuổi tác và kinh nghiệm và kỹ thuật của bạn.
6. Trước khi sử dụng thiết bị điều chỉnh, hộp chứa, đầu hoặc các bộ phận khác, kiểm tra xem chúng có bị hư hỏng, mòn hay bị hư hỏng rõ rệt hay không. [Sự đổ tràn chất lỏng có thể gây ô nhiễm môi trường xung quanh].
7. Trước khi sử dụng, kiểm tra tình trạng kết nối của bộ phận điều chỉnh, bộ phận giữ chất lỏng lỏng, ống và phụ kiện, cũng như kết nối với đường ống dẫn khí đốt y tế và xác nhận rằng sản phẩm đang hoạt động bình thường. Ngoài ra, nếu các bộ phận điều chỉnh, bộ phận lưu giữ chất lỏng thải, ống và phụ kiện đã được thiết lập lại, hãy xác nhận rằng sản phẩm đang hoạt động bình thường.
8. Dừng sử dụng nếu bất cứ điều gì có vẻ như bất thường [tràn hoặc tràn chất thải lỏng có thể gây ô nhiễm môi trường xung quanh].
9. Không sử dụng thiết bị để hút côn hoặc các dung môi hữu cơ khác (làm như vậy có thể dẫn đến sự rò rỉ chất lỏng chảy ra từ nắp đậy hoặc không kiên cố hóa).
10. Không tiếp tục hút cho đến khi thiết bị chống tràn (nút dòng chảy) được kích hoạt.

2200  
 CÔNG  
 NIỆM  
 Y TẾ  
 ESA CO  
 VIỆT NA  
 T. PH C

11. Nếu quá trình hút bị dừng do kích hoạt thiết bị chống tràn (nút dòng chảy), dừng để thiết bị trong tình trạng đó. Ngay lập tức tắt hệ thống đường ống y tế và thay thế hộp chứa [áp suất trong hộp hoặc túi sẽ tăng mà có thể dẫn đến rách hoặc vỡ].
12. Sau khi sử dụng, chắc chắn chặt các ống khuỷu đầu vào vào các cửa vào và đóng chặt các container lưu trữ chặt chẽ.
13. Không sử dụng quá nhiều lực khi vận hành bộ điều chỉnh.
14. Để điều chỉnh áp suất hút, đóng ống hút để bệnh nhân không bị hút, sau đó chuyển van cửa sổ sang "OPEN", xoay núm điều chỉnh áp suất để điều chỉnh áp suất.  
\* Đối với bộ điều chỉnh RG-200  
Khi điều chỉnh áp suất hút, hãy giải phóng khóa xoay trên núm điều chỉnh áp suất.
15. Nếu núm điều chỉnh áp lực được chạm vào trong khi sử dụng, sau đó tạm dừng việc sử dụng, cấu hình lại áp suất hút và tiếp tục sử dụng.  
\* Đối với bộ điều chỉnh RG-200  
Để tránh việc điều chỉnh sai sai của núm điều chỉnh áp lực của bộ điều chỉnh, hãy sử dụng khóa để không phải xoay ngoài khi điều chỉnh áp suất.
16. Trong trường hợp bộ điều chỉnh hoạt động sai lệch, giảm áp suất hút, hút không đúng gây ra một bộ điều chỉnh bị ô nhiễm, hoặc bộ phận điều chỉnh bị rơi hoặc bị sốc thì hãy ngay lập tức đình chỉ việc sử dụng và liên hệ với đại diện của Đại Ken Medical.
17. Khi mang theo bao sau khi sử dụng, giữ toàn bộ túi xách [giữ hoặc mang theo túi bởi ống có thể dẫn đến kết nối lỏng lẻo và chất lỏng chảy ra khỏi bình chứa].
18. Sau khi sử dụng, vứt bỏ rác theo quy định về chất thải của cơ sở y tế.
19. Khi xả chất lỏng sau khi sử dụng (đối với các đơn vị không có chất rắn), luôn luôn mang các thiết bị bảo hộ như găng tay cao su, mặt nạ và kính bảo hộ.
20. Không bao giờ sử dụng thiết bị này như một thiết bị hút máu để thu máu.
21. Thực hiện hút chỉ một thiết lập cho mỗi hệ thống đường ống dẫn khí đốt y tế. Không bao giờ thực hiện hút cùng lúc với hai thiết lập khác nhau trên cùng một hệ thống, ví dụ bằng cách tách ống.
22. Không sử dụng ống hút trực tiếp cho bệnh nhân. Luôn gắn đầu thích hợp vào đầu ống trước khi sử dụng.
23. Khi thay bộ điều chỉnh hoặc hộp chứa lưu trữ, luôn luôn tắt nguồn cung cấp cho hệ thống đường ống y tế và ngắt kết nối khỏi thiết bị.
24. Lưu ý những điểm sau khi thiết lập các đơn vị:
25. Đặt nó ở nơi mà nước sẽ không nhỏ giọt vào nó.
26. Đặt nó ở nơi không có rủi ro gây ra các hiệu ứng bất lợi do nhiệt độ, độ ẩm, sự phơi sáng, ánh sáng mặt trời, bụi, muối hoặc không khí chứa lưu huỳnh.
27. Giữ đơn vị ổn định và giảm thiểu độ nghiêng, độ rung và sốc (cũng khi mang theo máy).
28. Dừng đặt nó ở nơi cất giữ hóa chất hoặc tạo khí.
29. Lưu ý những điểm sau đây trước khi sử dụng đơn vị:
30. Kiểm tra kết nối của bộ điều chỉnh, kho chứa và mỗi ống và đầu. Cũng kiểm tra kết nối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt y tế và xác nhận rằng máy đang hoạt động bình thường.
31. Không sử dụng quá nhiều lực khi tháo ống.
32. Đảm bảo phải cẩn thận để tránh rò rỉ chất kết dính và rò rỉ từ phần giữ dòng chảy dư thừa.
33. Lưu ý những điểm sau đây sau khi sử dụng đơn vị:
34. Trả lại van khóa, núm điều chỉnh áp lực và các bộ phận khác sang trạng thái sử dụng trước theo thủ tục được chỉ định. Tắt nguồn cung cấp cho hệ thống đường ống y tế và ngắt kết nối với thiết bị.
35. Không sử dụng quá nhiều lực khi tháo ống.
36. Đảm bảo chất tẩy trùng bằng chlorine không được tiêm. [Điều này có thể ngăn ngừa sự đông máu.]
37. Nếu sản phẩm trục trặc, hãy liên hệ với kỹ thuật viên sửa chữa hoặc Đại diện Daiken Medical. [Nếu sửa chữa bị lỗi, hoạt động bình thường và sự an toàn không thể đảm bảo.]

1743-D  
 TY  
 I U H A N  
 D U P H A  
 W  
 C H I N

38. Đảm bảo chỉ sử dụng hàng tiêu dùng chính hãng của Daiken Medical. [Nếu sử dụng các bộ phận thay thế bị lỗi, hoạt động bình thường và an toàn không thể đảm bảo.]
39. Không bao giờ tháo rời hoặc thay đổi thiết bị này [đơn vị có thể bị trục trặc].
40. Dùng lau hộp đựng hay bình bằng rượu hoặc các dung môi hữu cơ khác.
41. Sử dụng máy ở nhiệt độ phòng.
42. Tránh tác động lên máy đo chân không của bộ điều chỉnh [bề mặt cpass có thể bị phá vỡ].
43. Không sử dụng loại chai mà không có chất kết đông (Cốc đo) như một chai cuối cùng.
44. Khi tháo bao đựng và hộp chứa, đảm bảo rằng không có vết nứt của bộ điều chỉnh và các vật này rơi.
45. Đọc quy mô quy định từ phía trước.
46. Để ngăn ngừa nhiễm bẩn đường ống hút, cài đặt một nút giữ lưu lượng quá mức. Nếu hút suy yếu, thay thiết bị đường ống bảo vệ.
47. Khi lắp bộ điều chỉnh trên một giá đỡ chuyên dụng, thắt chặt bằng cách sử dụng hai chìa khoá.
48. Tránh tiệt trùng túi và chai bằng cách sử dụng khử trùng EOG, nồi hấp và các phương pháp như máy tiệt trùng máy giặt sử dụng nước sôi.
49. Khi tiệt trùng hộp và ống, không sử dụng ngoài khử trùng EOG (nhiệt độ 50 ° C hoặc thấp hơn, RH 75% hoặc thấp hơn).
50. Túi giữ được làm bằng chất liệu yếu, do đó đảm bảo chăm sóc để ngăn ngừa sự vỡ khi sử dụng vật sắc để mở.
51. Không để thùng chứa giữ chấn động từ phía bên.

Xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng  
**CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM**

