



## 1. Cảnh báo và Các biện pháp phòng ngừa

Độ tin cậy về an toàn lao động và các đặc tính chung được HORIBA Medical đảm bảo trong các điều kiện sau:

- Hướng dẫn sử dụng phải được đọc hoàn toàn và nhân viên phải được đào tạo bởi đại diện Y tế của HORIBA trước khi thử vận hành thiết bị.
  - Người dùng luôn vận hành với đầy đủ kiến thức và đánh giá cao các cảnh báo và cảnh báo của thiết bị.
  - Luôn tham khảo nhãn mác và hướng dẫn của HORIBA Medical để tránh ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống.
- Thiết bị này phải được vận hành theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đều có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống và có thể gây nguy hiểm cho người vận hành.

Công cụ này tuân thủ các Tiêu chuẩn và Chỉ thị có tên trong Tuyên bố về sự phù hợp. Phiên bản mới nhất của Tuyên bố về sự phù hợp cho công cụ này có sẵn trực tuyến tại [www.horiba-abx.com/documentation](http://www.horiba-abx.com/documentation).



- Thuốc thử do HORIBA Medical quy định đã được xác nhận theo Chỉ thị Châu Âu dành cho thiết bị y tế *in vitro* (98/79/EC).
- Các sử dụng của bất kì khác thuốc thử có thể địa điểm các hiệu suất của các dụng cụ Tại rủi ro, do đó thu hút trách nhiệm của người dùng. Trong trường hợp này, HORIBA Medical không chịu trách nhiệm về thiết bị cũng như kết quả đưa ra.
- dùng một lần găng tay, mắt sự bảo vệ Và phòng thí nghiệm áo choàng phải là rách nát qua các nhà điều hành.
- Địa phương hoặc quốc gia quy định phải là áp dụng TRONG tất cả các hoạt động.
- Điện thoại di động những cái điện thoại nên không là đã sử dụng TRONG sự gần gũi của các dụng cụ.
- Tất cả ngoại vi thiết bị nên tuân theo với liên quan tiêu chuẩn.
- Bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra liên quan đến thiết bị phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân sinh sống.



### 1.1. Giới hạn Sự bảo đảm

Thời hạn bảo hành được quy định trong các điều kiện Bán hàng liên quan đến việc mua thiết bị này. Để xác nhận bảo hành, hãy đảm bảo tuân thủ những điều sau:

- Các hệ thống là vận hành dưới các hướng dẫn của cái này thủ công.
- Chỉ phần mềm hoặc phần cứng do HORIBA Medical chỉ định mới được cài đặt trên thiết bị. Phần mềm này phải là phiên bản bản quyền gốc.
- Dịch vụ phải là xong qua sự giới thiệu từ HORIBA Thuộc về y học, cung cấp qua Một Đại diện kỹ thuật y tế HORIBA chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế đã được phê duyệt và ít nhất một lần mỗi năm hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào số lượng mẫu.
- Các điện cung cấp của các phòng thí nghiệm tuân thủ ĐẾN quốc gia hoặc quốc tế quy định.
- Các hệ thống là vận hành theo ĐẾN HORIBA Thuộc về y học khuyến nghị.
- Mẫu vật là đã thu thập Và được lưu trữ TRONG Bình thường điều kiện.
- Thuốc thử được sử dụng là những quy định trong này hướng dẫn sử dụng.
- Tùy chọn Yumizen SPS: Không bao giờ sử dụng nước máy vì tạp chất trong nước có thể gây ra sự kết tinh của thuốc thử trong mạch nhuộm. Phải sử dụng nước cất nếu không việc bảo hành sẽ bị vô hiệu.
- Thích hợp công cụ là đã sử dụng khi BẢO TRÌ hoặc xử lý sự cố hoạt động là được thực hiện.





## 1. Cảnh báo và Các biện pháp phòng ngừa

Độ tin cậy về an toàn lao động và các đặc tính chung được HORIBA Medical đảm bảo trong các điều kiện sau:

- Hướng dẫn sử dụng phải được đọc hoàn toàn và nhân viên phải được đào tạo bởi đại diện Y tế của HORIBA trước khi thử vận hành thiết bị.
- Người dùng luôn vận hành với đầy đủ kiến thức và đánh giá cao các cảnh báo và cảnh báo của thiết bị.
- Luôn tham khảo nhãn mác và hướng dẫn của HORIBA Medical để tránh ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống.

Thiết bị này phải được vận hành theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đều có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống và có thể gây nguy hiểm cho người vận hành.

Công cụ này tuân thủ các Tiêu chuẩn và Chỉ thị có tên trong Tuyên bố về sự phù hợp. Phiên bản mới nhất của Tuyên bố về sự phù hợp cho công cụ này có sẵn trực tuyến tại [www.horiba-abx.com/documentation](http://www.horiba-abx.com/documentation).



- Thuốc thử do HORIBA Medical quy định đã được xác nhận theo Chỉ thị Châu Âu dành cho thiết bị y tế *in vitro* (98/79/EC).
- Các sử dụng của bất kỳ khác thuốc thử có thể địa điểm các hiệu suất của các dụng cụ Tại rủi ro, do đó thu hút trách nhiệm của người dùng. Trong trường hợp này, HORIBA Medical không chịu trách nhiệm về thiết bị cũng như kết quả đưa ra.
- dùng một lần gắng tay, mắt sự bảo vệ Và phòng thí nghiệm áo choàng phải là rách nát qua các nhà điều hành.
- Địa phương hoặc quốc gia quy định phải là áp dụng TRONG tất cả các hoạt động.
- Điện thoại di động những cái điện thoại nên không là đã sử dụng TRONG sự gần gũi của các dụng cụ.
- Tất cả ngoại vi thiết bị nên tuân theo với liên quan tiêu chuẩn.
- Bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra liên quan đến thiết bị phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân sinh sống.

Laser: Việc sử dụng các biện pháp điều khiển hoặc điều chỉnh quy trình khác với quy định trong Hướng dẫn sử dụng có thể dẫn đến phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm.



### 1.1. Giới hạn Sự bảo đảm

Thời hạn bảo hành được quy định trong các điều kiện Bán hàng liên quan đến việc mua thiết bị này. Để xác nhận bảo hành, hãy đảm bảo tuân thủ những điều sau:

- Các hệ thống là vận hành dưới các hướng dẫn của cái này thủ công.
- Chỉ phần mềm hoặc phần cứng do HORIBA Medical chỉ định mới được cài đặt trên thiết bị. Phần mềm này phải là phiên bản bản quyền gốc.
- Dịch vụ phải là xong qua sự giới thiệu từ HORIBA Thuộc về y học, cung cấp qua Một Đại diện kỹ thuật y tế HORIBA chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế đã được phê duyệt và ít nhất một lần mỗi năm hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào số lượng mẫu.
- Các điện cung cấp của các phòng thí nghiệm tuân thủ ĐẾN quốc gia hoặc quốc tế quy định.
- Các hệ thống là vận hành theo ĐẾN HORIBA Thuộc về y học khuyến nghị.
- Mẫu vật là đã thu thập Và được lưu trữ TRONG Bình thường điều kiện.
- Thuốc thử được sử dụng là những quy định trong này hướng dẫn sử dụng.
- Tùy chọn Yumizen SPS: Không bao giờ sử dụng nước máy vì tạp chất trong nước có thể gây ra sự kết tinh của thuốc thử trong mạch nhuộm. Phải sử dụng nước cất nếu không việc bảo hành sẽ bị vô hiệu.
- Thích hợp công cụ là đã sử dụng khi BẢO TRÌ hoặc xử lý sự cố hoạt động là được thực hiện.

