

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỈ NHA KHOA HÃNG GREEDMET - TRUNG QUỐC

TT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, Nước Sản xuất	Hãng, Nước Sở hữu
1	Chỉ nha khoa	CNKGM	Giúp loại bỏ mảng bám giữa các kẽ răng	Lấy 1 đoạn chỉ cuộn chung quanh 2 ngón tay giữa. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ giữ sợi chỉ, đẩy sợi chỉ nhẹ nhàng lên và xuống giữa 2 kẽ răng	Ningbo Greetmed - Trung Quốc	Ningbo Greetmed - Trung Quốc

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tấn