

**CÔNG TY TNHH  
PICARE VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/QCTBYT-  
PICARE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

**VĂN BẢN CÔNG KHAI**

**Nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo trang thiết bị y tế**

Kính gửi: Bộ Y tế

**1. Tên cơ sở công khai: CÔNG TY TNHH PICARE VIỆT NAM**

Mã số thuế: 0315127257

Địa chỉ: 38/11 Nguyễn Giản Thanh, Phường Hoà Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918088123.

Fax:

Email: [cskh@picare.vn](mailto:cskh@picare.vn)

Website (nếu có):

**2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:**

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001077041745 ngày cấp: 10/05/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0918088123 Điện thoại di động: 0918088123

**3. Thông tin về trang thiết bị y tế dự kiến quảng cáo:**

- Tên trang thiết bị y tế : Xịt lạnh loại bỏ mụn cóc
- Tên thương mại: Xịt lạnh mụn cóc Timodore Verruche Crioterapia
- Chủng loại: Timodore Verruche Crioterapia
- Mã sản phẩm (nếu có): 1137F00
- Hãng sản xuất: Cosmosol S.r.l
- Nước sản xuất: ITALY
- Số lưu hành: 240002573/PCBB-HCM
- Tính năng, tác dụng : Hỗ trợ loại bỏ mụn cóc bằng liệu pháp áp lạnh.
- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế : CÔNG TY TNHH PICARE VIỆT NAM, 38/11 Nguyễn Giản Thanh, Phường Hoà Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh



- Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có):  
Bình chứa sản phẩm có áp suất, có thể gây nổ nếu bị đốt nóng. Bình xịt cực kỳ dễ cháy. Sản phẩm cần được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt độ quá 50°C. Không nên khoan hay đốt sản phẩm sau khi sử dụng. Không xịt sản phẩm vào lửa đang cháy. Tránh xa sản phẩm khỏi các nguồn nhiệt, bề mặt nóng, lửa và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. Hỗn hợp khí nổ có thể hình thành nếu không được bảo quản cẩn thận. Khí hơi xịt ra không gây tác hại đến môi trường.

Chỉ vứt bỏ những chai sản phẩm đã rỗng hoàn toàn.

Không xịt vào mắt. Trường hợp sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay với nước và dung dịch muối dùng cho mắt. Chỉ sử dụng sản phẩm cho mụn cóc. Không sử dụng sản phẩm mà không có đầu bôi. Không sử dụng sản phẩm quá 4 lần trên cùng 1 nốt mụn cóc. Thay miếng bọt biển mới cho mỗi lần điều trị. Không sử dụng trong trường hợp mắc bệnh tiểu đường. Không sử dụng cho trẻ dưới 4 tuổi. Không sử dụng sản phẩm trên các vùng da không có mụn cóc. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể gây bỏng hoặc tổn thương da. Trường hợp khí lỏng rơi vào vùng da xung quanh mụn cóc, ngừng điều trị ngay lập tức, thấm khí lỏng bằng khăn sạch và hỏi ý kiến bác sĩ. Không xịt sản phẩm khi chưa lấp đầu bọt biển. Thực hiện việc điều trị theo hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận.

**Chúng tôi công khai nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo đối với trang thiết bị y tế như sau:**

Nội dung dự kiến quảng cáo:

Theo file đính kèm

Hình thức dự kiến quảng cáo:

Báo nói báo hình, Không phải báo nói báo hình, Hội thảo

Cơ sở cam kết:

1. Nội dung thông tin công khai là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã công khai và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



*Nguyễn Thành Trung*