

THACOGROUP



# MEDICAL FACE MASK



VN9500

10 PCS



### USE FOR

Preventing mechanical dust and from processing minerals including coal, iron and silica ores, cotton, powders and some other substances.

### DO NOT USE FOR

Paint & sandblasting applications or for protection against gases and vapors. This mask does not provide oxygen. Do not use in environments with oil dust.

### LIMITATIONS AND WARNINGS

1. The wearer must first be trained in proper use and compliance check before using this mask.
2. Do not use this mask when the contaminant concentration is immediately dangerous to life or health.
3. Leave the area immediately if:  
Breathing becomes difficult  
Dizziness or other suffering occurs.
4. Remove and replace the mask if it is broken or breathing becomes excessive.
5. This mask does not provide oxygen. Using atmospheric air contains less than 18% oxygen. Use only in well ventilated areas.
6. Do not change, wash, abuse or misuse this mask.
7. Do not use with other facial hair or beard or other conditions preventing a good seal between the face and sealing edge of the mask.
8. May be used to the limits specified by government regulations applicable to this product.
9. Failure to follow all instructions and warnings about the use of this mask and or not wearing this mask at all exposures may reduce the effectiveness of the mask and may lead to illness or permanent disability.



### APPLICATION

- Flu prevention
- Hospital, clinic and dentistry
- Using anti dust daily
- Beauty salon
- Industrial application

### FEATURE

- High filtration effective
- Hypoallergenic
- Without glass fibers
- Very low resistance to breathing
- No carcinogen (formaldehyde)
- No agent composition: lead, cadmium, crom 6, mercury...

### HOW TO USE

- STEP 1: Pull the ear straps
  - STEP 2: Face the mask against the chin
  - STEP 3: Pull the ear- band back to the ear and hang it on the ear until it feels comfortable
  - STEP 4: Adjust your mask to check the tightness with your face
- MASK ITEM USE 1 TIME

Manufactured date: 06 / 2020

Expiration date: 06 / 2024

Manufacturing license:

Published date:



THANH CONG TEXTILE GARMENT EXPORT CO.LTD

# MEDICAL FACE MASK



VN9500

10 PCS



THACOGROUP



#### SỬ DỤNG CHO

Ngăn ngừa bụi cơ học và từ chế biến khoáng sản bao gồm than đá, quặng sắt và silica hoặc bống, bột và một số chất khác.

#### KHÔNG SỬ DỤNG CHO

Các ứng dụng phun sơn và phun cát hoặc để bảo vệ chống lại khí và hơi. Bảo vệ ở những nơi thiếu oxy vì mặt nạ này không cung cấp oxy. Không sử dụng trong môi trường không khí có bụi dầu.

#### GIỚI HẠN VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

1. Người đeo trước tiên phải được huấn luyện cách sử dụng phù hợp và kiểm tra sự phù hợp trước khi sử dụng khẩu trang này.
2. Không sử dụng khẩu trang này khi nồng độ chất gây ô nhiễm ngay lập tức gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe.
3. Rời khỏi khu vực ngay lập tức nếu:
  - a. Hơi thở trở nên khó khăn.
  - b. Chóng mặt hoặc đau khổ khác xảy ra.
4. Hủy bỏ và thay thế khẩu trang nếu nó bị hỏng hoặc khó thở trở nên quá mức.
5. Khẩu trang này không cung cấp oxygen. Sử dụng thổi trong khí quyển chứa ít hơn 18% oxy. Chỉ sử dụng trong khu vực thông gió đầy đủ.
6. Không thay, rửa, lạm dụng hoặc sử dụng sai khẩu trang này.
7. Không sử dụng với râu hoặc tóc trên khuôn mặt khác hoặc các điều kiện khác ngăn chèn một dấu tốt giữa mặt và cạnh niêm phong của khẩu trang.
8. Có thể được sử dụng đến giới hạn được chỉ định bởi các quy định của chính phủ áp dụng cho sản phẩm này.
9. Không tuân theo tất cả các hướng dẫn và cảnh báo về việc sử dụng khẩu trang này và hoặc không đeo khẩu trang này trong tất cả các lần tiếp xúc có thể làm giảm hiệu quả của khẩu trang và có thể dẫn đến bệnh tật hoặc thương tật vĩnh viễn.



## KHẨU TRANG Y TẾ



VN9500

10  
CHIẾC



#### ỨNG DỤNG

Phòng dịch bệnh  
Bệnh viện, Phòng Khám, Nha Khoa  
Chống bụi hàng ngày  
Dùng trong thẩm mỹ  
Công nghiệp

#### TÍNH NĂNG

Hiệu quả lọc cao  
Không gây dị ứng  
Không sợi thủy tinh  
Cản lực khi thở thấp  
Không chất gây ung thư  
Không chứa chì, cadmium, crom 5, thủy ngân...

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- BUỚC 1: Kéo dây đeo tai  
BUỚC 2: Khẩu trang chống cằm  
BUỚC 3: Kéo dây tai trở lại tai và treo lên tai cho đến khi cảm thấy thoải mái  
BUỚC 4: Chỉnh khẩu trang của bạn để kiểm tra độ kín với khuôn mặt của bạn  
KHẨU TRANG DÙNG 1 LẦN  
NGÀY SX: 06 / 2020  
HẠN SỬ DỤNG: 06 / 2024  
GPSX SỐ: CÔNG BỐ:



CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

## KHẨU TRANG Y TẾ



VN9500

10  
CHIẾC

