



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên hàng: **Aroma Fine Plus**

Pha lỏng bột trước khi sử dụng.

Thời gian trộn: 20-30 giây

Tổng thời gian thao tác: 90 giây

Thời gian pha chế: 180 giây

Thời gian pha chế bao gồm thời gian trộn và thời gian thao tác tối thiểu. Bột được pha trộn ở 23 độ C với nước cất hoặc nước khử ion.

Pha trộn với nước ấm sẽ rút ngắn thời gian pha chế.

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn.
2. Chỉ sử dụng bởi nha sĩ trong các chỉ dẫn nha khoa.
3. Trong một số ít trường hợp, sản phẩm có thể gây ra sự nhạy cảm ở một số người. Nếu có phản ứng như vậy, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo với bác sĩ.
4. Trong trường hợp vật liệu hoặc hỗn hợp tiếp xúc với mắt, ngay lập tức rửa với nước và tìm sự điều trị y tế.
5. Khi sử dụng, đeo khẩu trang để tránh hít bụi.
6. Sau khi mở, chuyển các nguyên liệu vào hộp để sử dụng.
7. Không trộn với bất kỳ sản phẩm khác.
8. Lưu trữ nơi khô mát, trong hộp kín.

