

Bảng cỡ & Mã số sản phẩm/Size and product code:

Chiều dài sản phẩm/ Length of product	Cỡ/ Size	Số đo vòng đùi - bắp chân/ Measurement of thigh and calf	Mã số/ Product code
40cm	S	52 - 36 cm	761
	M	59 - 39 cm	
	L	67 - 44 cm	
	XL	74 - 52 cm	
50cm	S	52 - 36 cm	762
	M	59 - 39 cm	
	L	67 - 44 cm	
	XL	74 - 52 cm	
60cm	S	55 - 37 cm	763
	M	62 - 42 cm	
	L	69 - 47 cm	
	XL	75 - 52 cm	
65cm	S	55 - 37 cm	765
	M	62 - 42 cm	
	L	69 - 47 cm	
	XL	75 - 52 cm	
70cm	S	55 - 37 cm	764
	M	62 - 42 cm	
	L	69 - 47 cm	
	XL	75 - 52 cm	

Hướng Dẫn Sử Dụng
NỆP GỐI H6
Knee Immobilizer H6



**Chức năng:**

- Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, cẳng chân.

Chỉ định:

- Sơ cứu cố định sau chấn thương khớp và quanh khớp gối.
- Hỗ trợ, cố định sau chấn thương, phẫu thuật quanh khớp gối.
- Hỗ trợ, cố định cho các chấn thương ở đùi, cẳng chân theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

Vật liệu:

- Vải có lỗ thoáng khí, mút xốp PU.
- Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm được anod hóa bề mặt và định hình độ cứng đảm bảo tính cố định, uốn cong theo đường cong cơ thể.

Bảo quản:

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt bằng tay trong nước có xà phòng, phơi khô nơi thoáng.
- Không giặt và làm khô bằng máy (không dùng thuốc tẩy).

Hướng dẫn sử dụng:

- * Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng nẹp.
- Tư thế bệnh nhân: Nằm hoặc ngồi duỗi gối.
- Lấy nẹp ra khỏi túi, mở rộng hoàn toàn các dây đai, kiểm tra dây đai ở tư thế mở.
- Đeo, lắp nẹp nhẹ nhàng, tránh gây đau cho bệnh nhân tùy theo các tư thế. Cố định dây giữa trước rồi lên trên xuống dưới, cố định từng nấc từ lòng đến chặt (đủ chắc, không gây đau hay chèn ép).
- Kiểm tra cử động các khớp liền kề ở tư thế cho phép đối với từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
- Cần dặn bệnh nhân giữ tư thế cố định cần thiết, kiểm tra định kỳ thời hạn cố định cho từng tổn thương cụ thể theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.
- Lưu ý: Các thanh nẹp trên sản phẩm có thể rút ra được, tùy theo trường hợp bệnh nhân cụ thể, bác sỹ có thể điều chỉnh cho phù hợp bằng cách uốn các thanh nẹp theo yêu cầu điều trị.

Functions:

- Fix areas around the knees, thighs and lower legs.

Indications:

- Provide first aid after injury to joint and around the knee joint.
- Support and fix after injury and surgery around the knee.
- Support and fix for thigh and leg injuries as directed by specialists.

Materials:

- Mesh fabric and PU foam.
- Velcro lock.
- Aluminum alloy splint bent to the body curve, stiffness-adjusted, and anodized on the surface.

Preservation:

- Putting in dry place.
- Washing by hands with soap and water, drying in cool place.
- Do not wash and dry by washing machine (No using bleach).

Instructions For Use:

- Posture of patient: lying or sitting with knees stretched.
 - Remove product from the bag, wide-opening, check product while opening all straps.
 - Wear, install the brace gently, avoid causing pain to the patient depending on the postures. Fix the middle strap first, then go up and go down, fix each step from loose to tight (strong enough, no pain or pinching).
 - Check the movement of adjacent joints in the allowed posture for each specific injury as directed by a specialist.
 - Recommend patient to maintain fixed posture necessarily, periodically check the fixed term for each specific injury as directed by a specialist.
- Note: The splints on the product can be taken off, depending on the specific patient's case, the doctor can adjust suitably by curving the splints as required.