



CÔNG TY TNHH LEGATEK
191/17 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
☎ (024) 3822 8050
✉ sales@legatek.com.vn
↑ www.legatek.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Dụng cụ thăm khám dùng trong nha khoa

Hướng dẫn sử dụng:

- Dụng cụ thăm khám dùng trong nha khoa của hãng Heine thiết kế cho các bác sĩ, chuyên viên được đào tạo phù hợp, có chuyên môn, kỹ năng và am hiểu về đặc tính và cách sử dụng của sản phẩm;
- Sản phẩm cần được sử dụng đúng mục đích thiết kế, nếu sử dụng không đúng có thể làm hỏng sản phẩm hoặc những hậu quả khác;
- Lau chùi và tiệt trùng định kỳ đèn bằng vải mềm.

Sử dụng: Dung dịch rửa: Neodisher MediClean. Dung dịch tiệt trùng: cồn.

Không được xịt phun hoặc ngâm tiệt trùng.

Không được tiệt trùng bằng siêu âm.

Không được để nước hay hơi ẩm vào bên trong đèn.

- Kiểm tra thiết đặt của sản phẩm trước khi sử dụng. Không được sử dụng sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng hay đèn bắt đầu nhấp nháy
- Không được sửa đổi thiết bị. Chỉ được sử dụng linh kiện, linh kiện thay thế, phụ kiện và nguồn chính hãng từ HEINE. Chỉ có chuyên gia mới được phép sửa chữa sản phẩm.