



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Băng dính cuộn vải lụa y tế.

(Model: Silk-Tape; Medical Tape; HAPPYGO; HAPPYSILK; BBGO; BBSILK; ZSILK; VIDUGO; VDCARE; UGOTHAILANS; NEWGO.)

Thành phần:

Băng vải lụa, Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa.

Chỉ định:

Dùng băng các vết thương trong phẫu thuật, để cố định kim truyền, catheter....dụng cụ y khoa.

Hướng dẫn sử dụng:

Vệ sinh và lau khô da trước khi dán băng. Thay băng hàng ngày.

Chống chỉ định: Không dán lên vùng da bị tổn thương.

Lưu ý: Nếu sản phẩm gây kích ứng da, ngừng sử dụng và hỏi tư vấn.

Bảo quản: Nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Đóng gói 01 cuộn/hộp.

Nhà sản xuất: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.,Ltd

Địa chỉ: Building 2, Ditian Function, Xiaoshun Town, Jingdong Zone, 321000 Jinhua City, Zhejiang, P.R.China.