



MẪU NHÃN

Băng dính cuộn vải lụa y tế: Silk-Tape; Medical Tape; HAPPYGO; HAPPYSILK; BBGO; BBSILK; ZSILK; VIDUGO; VDCARE; UGOTHAILANS; NEWGO.

Thành phần: Băng vải lụa, Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa.

Đóng gói: 1 cuộn/hộp. **Số ĐK lưu hành:**...../PCBA-NH

Công dụng: Dùng băng các vết thương trong phẫu thuật, để cố định kim truyền, catheter....dụng cụ y khoa.

Cách sử dụng: Vệ sinh và lau khô da trước khi dán băng. Thay băng hàng ngày.

Cảnh báo: Nếu sản phẩm gây kích ứng da, ngừng sử dụng và hỏi tư vấn. Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản: Nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp

NSX,HSD,LOT: Xem trên bao bì trực tiếp của sản phẩm.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Nhà sản xuất: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.,Ltd.

Địa chỉ: Building 2, Ditian Function, Xiaoshun Town, Jingdong Zone, 321000 Jinhua City, Zhejiang, China.

Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công Ty TNHH Dược và TTB Y Tế Đại Việt

Địa chỉ: Số 4 lô 1G đường 11C, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.