



MẪU NHÃN

Bảng dính vết thương: HAPPYGO; BBGO; KIDGO; ZGO; DAVIGO; Wound Plaster.

Thành phần: Vải viscose và Polyamide co giãn

Đóng gói: 1 miếng/bao giấy; **Số ĐK lưu hành:**...../PCBA-NH

Công dụng: Bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy xước, rách da,...

Cách sử dụng: Làm vệ sinh da, lau khô trước khi dán băng. Thay băng hằng ngày.

Cảnh báo: Nếu sản phẩm gây kích ứng da, ngừng sử dụng và hỏi tư vấn. Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản: Nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp

NSX,HSD,LOT: Xem trên bao bì trực tiếp của sản phẩm.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Nhà sản xuất: Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.,Ltd.

Địa chỉ: Building 2, Ditian Function, Xiaoshun Town, Jingdong Zone, 321000 Jinhua City, Zhejiang, China.

Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: Công Ty TNHH Dược và TTB Y Tế Đại Việt.

Địa chỉ: Số 4 lô 1G đường 11C, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.