

MADE IN VIETNAM



>97% Ngăn Virus
>97% Ngăn Khuẩn
>97% Lọc Bụi

4 Lớp

GIA BẢO



4 LAYER
50 PCS

KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN



KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN

GIA BẢO

>97% Lọc Bụi
>97% Ngăn Khuẩn
>97% Ngăn Virus

4 Lớp



4 LAYER
50 PCS


MADE IN VIETNAM

Lot : 200120 MFD : 01/2020 EXP : 01/2020

KHẨU TRANG GIA BẢO

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Khẩu trang Gia Bảo tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp lọc kháng khuẩn than hoạt tính cao cấp.
- Chất liệu vải không dệt.
- Thiết kế thông minh với thanh nẹp mũi định hình.
- Sản xuất tại Việt Nam bằng công nghệ khép kín.
- Đặc biệt khẩu trang Gia Bảo có tác dụng làm mát, mềm mịn khi tiếp xúc với da mặt, không gây kích ứng da khi sử dụng.



Đặt phần gọng khẩu trang lên sống mũi. phần vải màu trắng tiếp xúc với da mặt.
Đeo dây thun vào sau tai. Bóp nhẹ gọng để ôm sát sống mũi.
Kéo và chỉnh khẩu trang để ôm khít toàn bộ mũi, miệng và cằm.

SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8389 - 1 : 2010

KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN



GIA BẢO

>97% Lọc Bụi
>97% Ngăn Khuẩn
>97% Ngăn Virus

4 Lớp



4 LAYER
50 PCS

MADE IN VIETNAM

KHẨU TRANG GIA BẢO

THÔNG SỐ CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHỈ SỐ	TIÊU CHUẨN
Định lượng	25 - 35 gram
Kích thước	175 - 95 Mm
Chiều dài dây đeo	170Mm
Ngăn ngừa vi khuẩn	>97%
Lọc bụi trong không khí	>97%



SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO
186 Hồ Văn Tăng, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung,
Huyện Củ Chi, TP.HCM.
www.giabaomedical.com



KHẨU TRANG SỬ DỤNG MỘT LẦN