

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Khẩu trang y tế BIOMASK

1. THÀNH PHẦN:

Vải không dệt Polypropylene, lớp vi lọc thấu khí Polypropylene, thanh nẹp mũi bằng nhựa, dây đeo có tính đàn hồi.

2. CÔNG DỤNG

Khẩu trang y tế BioMask được cấu tạo bởi 4 lớp, có tác dụng ngăn khói bụi xâm nhập, phòng chống ô nhiễm và các dịch bệnh nguy hiểm lây lan qua đường hô hấp.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.

4. CÁCH DÙNG

- Chọn mặt có màu quay ra bên ngoài, mặt trắng hướng vào trong.
- Kéo hai dây khẩu trang vòng qua hai bên vành tai.
- Điều chỉnh nẹp mũi ôm vừa khít sống mũi.
- Kéo nẹp dưới khẩu trang qua cằm.
- Chú ý : Khẩu trang chỉ sử dụng 1 lần.

Sau khi sử dụng, bỏ chất thải đúng nơi quy định.

5. BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Chữ họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Lê Đình Toàn