

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: 01/2020/VINAFACEMASK

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM

Địa chỉ : 281/19/17 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 01/2020/VINAFACEMASK


Áp dụng cho sản phẩm: KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG
Xuất xứ: Việt Nam

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 Năm 2020

ĐẠI DIỆN THƯỜNG NHẬN



ĐẶNG HỒNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐĂNG NAM

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01/2020/VINAFACEMASK

KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 Năm 2020
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHẬN



ĐĂNG HỒNG NAM

Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày 12/07/2006.
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của DOANH NGHIỆP.

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐĂNG NAM

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

TCCS 01/2020/VINAFACEMASK – KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG
Sản xuất tại: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VINA FACE MASK MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐĂNG NAM

Địa chỉ: 151/105 Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN



ĐĂNG HỒNG NAM

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH	KHẨU TRANG 4 LỚP THÔNG THƯỜNG	TCCS 01/2020/ VINAFACEMASK
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM		Có hiệu lực kể từ ngày ký

(Ban hành kèm theo quyết định số 01/2020/QĐ-DANG NAM ngày 16/04/2020 của ĐẠI DIỆN

THƯƠNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG được sản xuất tại NHÀ MÁY SẢN XUẤT VINA FACEMASK MIỀN NAM - 151/105 Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG dùng trong mọi lĩnh vực có nhu cầu che chắn và bảo vệ bên ngoài phân mặt (mũi và miệng)... do NHÀ MÁY SẢN XUẤT VINA FACE MASK – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM sản xuất nhằm bảo vệ vùng được bịt và hạn chế tác động xấu và lây nhiễm từ môi trường.

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

TCVN 8389-1:2010 phần 1: khẩu trang y tế thông thường.

TCVN 7312:2003: Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – khẩu trang có tấm lọc bụi.

TCVN 3154:1979: Phương tiện bảo vệ cá nhân – phương pháp xác định thị trường (trường nhìn).

3. THÀNH PHẦN:

- Vải không dệt không thấm nước, vải vi lọc với định lượng vải từ 14-40gr/m²;
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa PVC hoặc kẽm bọc nhựa PE;
- Dây thun mềm từ sợi Polyester và Spandex;

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

4.1 Yêu cầu chung:

- Khẩu trang sử dụng một lần, không gây dị ứng da cho người đeo.
- Bề mặt khẩu trang sạch sẽ, không có xơ vải và không có lỗi ngoại quan.
- Dây đeo được đập máy chắc chắn tại bốn góc của khẩu trang.
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.

3.2 Yêu cầu cấu trúc sản phẩm:

- Khẩu trang cơ bản gồm 3 lớp vải xen kẽ dạng phẳng, màu xanh, trắng, hồng... giữa là lớp vải vi lọc và có nếp gấp giúp ôm sát khuôn mặt.
- Thanh nẹp mũi có thể điều chỉnh để che kín vùng trên của mũi. Dây thun mềm, co giãn tốt để hạn chế vết hằn trên da khi sử dụng lâu

3.3 Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm:

STT	CẤU PHẦN	CHỈ TIÊU	KÍCH THƯỚC
1.	Phân Khẩu trang	Chiều rộng không tính thun	930mm
2.		Chiều rộng có tính thun	950mm
3.		Chiều dài không tính thun	175mm
4.		Chiều dài có tính thun	290mm
5.		Độ dày lớn nhất	7mm
6.		Độ dày nhỏ nhất	5mm
7.		Dung sai chiều dài/ chiều rộng cho phép	± 5mm
8.	Thanh nẹp mũi	Chiều dài	50 ± 5 mm
9.		Chiều rộng	2.0 mm
10.		Độ dày lớn nhất	1.0 mm
11.	Dây đeo	Chiều dài	145 mm
12.		Chiều rộng	2.5-3.0mm
Dung sai cho các kích thước			10%

3.4 Yêu cầu chất lượng & hoá lý của sản phẩm:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC CHẤP NHẬN
1.	Khối lượng, g, không lớn hơn	gam	12
2.	Hàm lượng Arsen (As)	mg/kg	≤ 0.17
3.	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/kg	≤ 1.0
4.	Hàm lượng Cadimi (Cd)	mg/kg	≤ 0.10
5.	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	mg/kg	≤ 0.12
6.	Hàm lượng Antimon (Sb)	mg/kg	≤ 0.10

4. THỜI HẠN SỬ DỤNG:

03 năm kể từ ngày sản xuất được in trên bao bì;

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Hướng dẫn sử dụng:

- Hai tay sạch kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.

- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai. Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.

Lưu ý:

- Không tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.
- Nên bọc kín khẩu trang còn lại trong túi PE nếu không sử dụng hết để đảm bảo không bị nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài.

6. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

7.1 Bao gói:

Khẩu trang được bao bọc trong túi PE kín và đựng trong hộp giấy theo hình dạng, mẫu thiết kế của nhà sản xuất đính kèm theo TCCS này.

Quy cách đóng gói: túi PE 1 cái/ 5 cái/ 10 cái được đặt trong hộp giấy chứa 50 cái. Thùng Carton chứa từ 50 hộp tùy yêu cầu.

Số lượng và quy cách đóng gói khẩu trang có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và khách hàng.


7.2 Ghi nhãn:

Nhãn sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn đáp ứng phù hợp theo nghị định 43/2017/NĐ- CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện hành khác của nhà nước.

Nhãn sản phẩm phải được dán trên hộp giấy và có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên sản phẩm;
- Tên công ty sản xuất/ chịu trách nhiệm về sản phẩm;
- Địa chỉ;
- Thành phần cấu tạo;
- Hướng dẫn sử dụng;
- Ngày sản xuất - Hạn sử dụng;
- Sản xuất theo TCCS 01/2020/VINAFACEMASK

Hình ảnh đính kèm như sau:



7.3 Vận chuyển:

Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo khô ráo, an toàn cho sản phẩm: không để rách, thùng bao bì. Xe vận chuyển phải có mui bạt che mưa nắng.

7.4 Bảo quản:

Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt.

Không để gần nơi chứa các hoá chất độc hại và không chèn chất vật nặng lên trên gây dập hay gãy bề sản phẩm, rách bao bì.

Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào hộp và thùng khâu trang.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 Năm 2020
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN



ĐẶNG HỒNG NAM