



Vinacontrol
SINCE 1957

Head office

54 Tran Nhan Tong, Hanoi.

Tel : (84.24) 39435640 - (84.24) 39433840

Fax : (84.24) 39433844

vinacontrol@vinacontrol.com.vn

www.vinacontrol.com.vn

Branches in all main ports of Vietnam

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 20V02KK01263

Ngày: 03/04/2020

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH TIỀN
Tên hàng:	Khẩu trang y tế kháng khuẩn
Ngày nhận mẫu	25/03/2020
Ngày trả kết quả	03/04/2020

I. Tình trạng mẫu

- Mẫu được bao gói trong túi nilong, có keo dán chặt miệng túi, do khách hàng mang đến.

II. Kết quả thử nghiệm

STT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mẫu đối chứng	Mẫu thử nghiệm	Phương pháp thử
1	Xác định khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn	CFU/L	2.4×10^2	Không phát hiện	TCVN 8389-2:2010

Ghi chú:

- Không phát hiện: Không có khuẩn lạc nào hiện diện trên đĩa thạch môi trường
- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận phân tích và chỉ tiêu phân tích không đại diện cho dòng sản phẩm;
- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) đã được công nhận VILAS; KPH: không phát hiện; Lot: giới hạn phát hiện
- Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu là do đơn vị yêu cầu cung cấp;
- Khi sao chép phải đảm bảo toàn vẹn nội dung phiếu kết quả này trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 1 - VINACONTROL
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÂN TÍCH VIÊN

Nguyễn Thúy Quỳnh



Nguyễn Mạnh Tùng

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: **027920** /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật & Công nghệ Bình Tiên

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế 4 lớp

Model: MED TETS-v.01

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật & Công nghệ Bình Tiên

Địa chỉ: 11 Đường 44 Khu Dân Cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn khẩu trang y tế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

*Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật & Công nghệ Bình Tiên cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 30/03/2020.

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

Hà Quang Thanh

Lê Đức Hà

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: *028020* /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật & Công nghệ Bình Tiên

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp

Model: MED TETS-v.02

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật & Công nghệ Bình Tiên

Địa chỉ: 11 Đường 44 Khu Dân Cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-2:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-2:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn khẩu trang y tế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-2:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn		X	
7	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
7.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
7.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
7.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
7.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
7.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật & Công nghệ Bình Tiên cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 30/03/2020.*

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Hà Quang Thanh



Lê Đức Hà



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mẫu số: 01GTKT3/003

Ký hiệu: AA/19P

Số: 0000362

Liên hệ: Giao cho người mua

Ngày tháng năm 2020: Ngày 8 tháng 4 năm 2020



Đơn vị bán hàng: **VIỆN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ Y TẾ**

Mã số thuế: **0100108568** Điện thoại:

Địa chỉ: Số 40 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 118000003845 - Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa - Hà Nội

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Malcha và Thực phẩm Kỹ thuật & Công nghệ Biotech

Địa chỉ: Ngõ 44 KĐC Phố Bưởi, Phường Bưởi, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Số tài khoản:

Hình thức thanh toán: TM MST: 03 15434829

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	C	1	2	3=1x2
	Thuế suất GTGT theo thuế số 27970/2020/VTTB-DGCL ngày 68/14/2020				12.636.363

Cộng tiền hàng: 12.636.363

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.263.634

Tổng số tiền thanh toán: 13.900.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ngàn đồng

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cán kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mẫu số: 01GTKT3/003

Ký hiệu: AA/19P

Liên 2: Giao cho người mua

Số: 0000363



Ngày..... tháng..... năm 20..20..

Đơn vị bán hàng: **VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ**

Mã số thuế : **0100108568** Điện thoại :

Địa chỉ : Số 40 Phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số tài khoản : 118000003845 - Ngân hàng TMCP Công thương Đống Đa - Hà Nội

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ Thương mại kỹ thuật & Công nghệ Biotec

Địa chỉ: M.Đường 44 KDC Biotec, P.Đ. QĐ, TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản:

Hình thức thanh toán: TM MST:

03	15434829			
----	----------	--	--	--

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	C	1	2	3=1x2
	Thư ngỏ chào hàng theo TKĐ số 0280201/03 DGCL ngày 6/4/2020		1		1.181.818

Cộng tiền hàng: 1.181.818

Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 118.182

Tổng số tiền thanh toán: 1.300.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu ba trăm ngàn đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)