

herbal

MEDICAL FACE MASK TPRO.MASK

Quantity 50 pcs/box



- Test report at Quality Assurance and Testing Center 1;
- CE certificate No. CBT22420;
- ISO 13485:2016 - ISO 9001:2015;
- TCCS: 02/2020/TCCS-HM.



10 cm

18 cm

herbal

KHẨU TRANG Y TẾ TPRO.MASK

Số lượng: 50 chiếc/hộp

THÀNH PHẦN:

- Vải không dệt
- Thanh nẹp mũi
- Quai thun co giãn
- Màng Melt blown không thấm nước

Nguyên liệu, sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016



Kích thước / Technical Information:

Dài 17.5 cm - Cao 9.5 cm / Length 17,5 cm - High 9.5cm

Hướng dẫn sử dụng / Indications for usage:

- Điều chỉnh khẩu trang vừa khít với khuôn mặt
Should the fit snugly the mask against the side of the face
- Điều chỉnh khẩu trang che được mũi và miệng.
Should the mask be covering the nose và mouth
- Thay khẩu trang ngay khi bị bẩn hoặc rách trên bề mặt
Change the new face mask if it is dirty or tear on surface of mask.
- Sau khi tháo khẩu trang cho vào thùng rác có nắp đậy.
After using, please put off the face mask in the trash bin

Lưu ý / Note: Sử dụng 1 lần / Using only 1 time.

Bảo quản / Preservation:

Nơi khô ráo và thoáng mát / *Keep in a cool and dry place.*

Cảnh báo / Warning: Tránh xa lửa / Keep away from fire.

Ngày sản xuất / *Date of manufacture: 10.05.2020*

Hạn sử dụng / Expiry Date:

5 năm kể từ ngày sản xuất / *Five Years from manufactured date*

Lô sản xuất / Production batch: 05.2020



herbal

MEDICAL FACE MASK TPRO.MASK

Quantity 50 pcs/box

INGREDIENT:

- Spunbond non-woven fabric
- PE Nose bar
- Spandex Ear-looping hanger
- Melt blown non-woven fabric

High quality raw material, high standard finish goods – Safety usage with ISO 13485:2016 standard.



Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH
Địa chỉ: Số 10D4 No12 Ngô Quyền, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Mail: hongminhpsco@gmail

Nhà phân phối chính: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THẢO DƯỢC GLOBE
Địa chỉ: Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Phòng kinh doanh: DN1 Văn Khê, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
Trang web: www.globe.com.vn
Email: myphamthaoduocglobe@gmail
Điện thoại: 02435 666 876 - Hotline: 0936 336 501

Manufactured by: HONGMINH PSCO.,Ltd
Add: 10D4 No12 Ngo Quyen Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam
Mail: hongminhpsco@gmail.com

The main distributor: GLOBE HERBAL COSMETICS LIMITED COMPANY
Add: Yen Dung District, Bac Giang Province, Viet Nam
Sales Office: DN1 Van Khe, Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam.
Website: www.globe.com.vn - Email: myphamthaoduocglobe@gmail.com
Tel: +84 2435 666 876 - Hotline: 0936 336 501



10,7 cm