

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GREEN LIFE FACE MASK



1. Khẩu trang định vị với lớp gấp và dây chun vòng qua tai bên ngoài mặt.
2. Kéo vòng dây chặt quanh tai. Đeo tranh xung quanh chi vi của khuôn mặt cho an toàn.
3. Định vị thoải mái trên sống mũi. Kéo khẩu trang qua cằm.

Khẩu trang chỉ sử dụng một lần/ Khẩu trang dùng một lần. Tái sử dụng hoặc sử dụng lại quá một giờ có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc lây nhiễm chéo.

Khẩu trang nên được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh nhiệt độ quá cao (40 °C hoặc 104 °F)

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thúc