



GREEN LIFE FACE MASK

50 PCS



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thư

The table below depicts the performance characteristics of the "Level 3" mask as defined by ASTM F2100 performance standards. Bảng dưới đây mô tả các đặc tính hiệu suất của "3 lớp" khẩu trang theo tiêu chuẩn của hiệu suất ASTM F2100.

Procedure Face Mask Material Requirements by Performance Class
Quy trình Yêu cầu Vật liệu khẩu trang theo các lớp hiệu suất

Characteristics	Level 1	Level 2	Level 3
(BFE) (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
(PFE) (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
(ΔP) (mm H ₂ O/cm ²)	< 4.0	< 5.0	< 5.0
Resistance to penetration by synthetic blood, (mmHg)	80	120	160
Flame Spread	Class 1	Class 1	Class 1

These masks are single use only / disposable masks. Re-use or extended use, beyond one hour, may lead to infection or cross contamination the mask should be stored in a cool, dry place.

Avoid excessive heat (40 °C or 104 °F).

Khẩu trang chỉ sử dụng một lần / khẩu trang dùng một lần. Tái sử dụng hoặc sử dụng lại quá một giờ có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc lây nhiễm chéo.

Khẩu trang nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Tránh nhiệt độ quá cao (40 °C hoặc 104 °F).

* the tests are based on AQL of 4.0

* Các bài kiểm tra dựa trên AQL 4.0

GREEN LIFE



FACE MASK



Health Care

4-layer antibacterial mask

Made in Vietnam



1. Position mask with folded layer and ear loop fasteners on the outside of the mask.

1. Khẩu trang định vị với lớp gấp và dây vòng qua tai bên ngoài mặt.

2. Pull ear loops tight around ears. Confirm mask is secure around circumference of face for customized safety.

2. Kéo vòng dây chặt quanh tai. Đeo khẩu trang xung quanh chu vi của khuôn mặt cho an toàn.

3. Secure nosepiece comfortably over bridge of nose.

Pull mask down, fanning mask under chin.

3. Định vị thoải mái trên sống mũi. Kéo khẩu trang qua cằm.

CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO HƯNG
Địa chỉ: 145 Đường Hoàng Diệu, tổ 10,
Phố Mới, Lào Cai, Việt Nam.
Xưởng sản xuất: Số 43, Đường 3, Phù Lỗ,
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8389-1:2010

Số lưu hành:

Lô Sản xuất:

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng:



GREEN LIFE



FACE MASK



Health Care

4-layer antibacterial mask

Made in Vietnam