

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số 01:2020/HUNGPHAT

Tên Tổ Chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT

Địa chỉ: Số 262, đường Nguyễn Trãi, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

# CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số: 01:2020/HUNGPHAT

Áp dụng cho sản phẩm: KHẨU TRANG Y TẾ

Nhãn hiệu: VINA FACE MASK

Xuất xứ: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT

Trụ sở: Số 262, đường Nguyễn Trãi, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xưởng sản xuất: Thôn Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những hành vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thế Hưng*

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MAI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Số: 01:2020/HUNGPHAT  
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

- Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ – CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MAI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT**

## QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này :

**TCCS 01:2020/HUNGPHAT**

### KHẨU TRANG Y TẾ

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các Phòng ban có liên quan
- Lưu văn thư



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thế Hưng*  
GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thế Hưng*

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU  
HÙNG PHÁT**

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ  
TCCS 01:2020/HUNGPHAT  
KHẨU TRANG Y TẾ**

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020



**GIÁM ĐỐC**

*[Handwritten signature]*  
**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thế Hưng*

## TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Công ty	Tên sản phẩm	Số tiêu chuẩn	Nhãn hiệu	Chứng loại	Ngày ban hành tiêu chuẩn
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MAI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT	Khẩu trang y tế	TCCS 01/2020/HUNGPHAT	VINA FACE MASK	VNYT03; VNYT04	20/04/2020



(Ban hành kèm theo quyết định số 01:2020/HUNGPHAT ngày 20 tháng 04 năm 2020 của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MAI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm khẩu trang y tế).

### 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm khẩu trang y tế do CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MAI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUNG PHÁT sản xuất và phân phối.

### 2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
- TCVN 8389 - 1:2010: Khẩu trang y tế - phần 1: Khẩu trang y tế thông thường;

- TCVN 7312:2003 Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – Khẩu trang có tấm lọc bụi;
- TCVN 3154:1979 Phương tiện bảo vệ cá nhân – Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)
- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 Nghị định về nhãn hàng hóa.

### 3. YÊU CẦU KỸ THUẬT

#### 3.1 Quy định chung:

- Khẩu trang không được gây dị ứng da cho người đeo;
- Bề mặt khẩu trang phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan;
- Dây đeo được may chắc chắn tại bốn góc của khẩu trang;
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.

#### 3.2 Cấu trúc:

- Dây thun: dệt từ vải sợi, có độ đàn hồi.
- Vải không dệt.
- Thanh mũi.
- Lớp lọc kháng khuẩn.

#### 3.3 Chỉ tiêu kỹ thuật của khẩu trang.

TT	Chỉ tiêu	Phương pháp thử	ĐVT	Định mức Cho phép
1	Hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi khí 30L/min	TCVN 7312:2003	%	$\geq 90$
2	Trở lực hô hấp ( $\Delta P$ ), ở chế độ thổi khí 30L/min		mmH <sub>2</sub> O	$\leq 9$
3	Giới hạn trường nhìn	TCVN 3154:1979	%	$\leq 6$

4	Khối lượng	TCVN 7312:2003	g	≤ 10
---	------------	-------------------	---	------

### 3.4 Giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng trong vải không dệt.

TT	Chỉ tiêu	TCVN	ĐVT	Định mức cho phép
1	Asen (As)	TCVN 8389-1:2010	mg/Kg	≤ 0,17
2	Chì (Pb)	TCVN 8389-1:2010		≤ 1,0
3	Thủy ngân (Hg)	TCVN 8389-1:2010		≤ 0,12
4	Antimo (Sb)	TCVN 8389-1:2010		≤ 0,1
5	Cadimi (Cd)	TCVN 8389-1:2010		≤ 0,1

### 4. THỜI HẠN SỬ DỤNG

Sản phẩm có thời hạn sử dụng là: 5 năm kể từ ngày sản xuất

### 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Bước 1:** Mở bao gói, lấy khẩu trang đặt vào lòng bàn tay,

**Bước 2:** Cầm hai quai đeo đặt khẩu trang bên dưới cằm, phần mũi hướng lên.

**Bước 3:** Đeo hai dây vào tai, kéo thân khẩu trang che vùng mũi, mặt.

**Bước 4:** Đặt đầu ngón tay hai bên trên phần mũi bằng kim loại. Vuốt phần mũi của khẩu trang theo hình dạng của mũi.

**Bước 5:** Chỉnh lại khẩu trang cho vừa vặn.

Khẩu trang chỉ sử dụng 01 (một) lần, không sử dụng lại sản phẩm. Không dùng sản phẩm khi hết hạn sử dụng.

### 6. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN.

#### 6.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong bao PE và hộp giấy kín, sạch, hợp vệ sinh. Đảm bảo chất lượng sản phẩm.

**Quy cách đóng gói:** 50 cái/ hộp.

3042  
 CỘT  
 HHH  
 DỤNG  
 CỤẤT  
 TỬNH  
 YÊN

Số lượng và quy cách đóng gói khẩu trang có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

## **6.2. Ghi Nhận:**

Nhãn sản phẩm phải phù hợp theo nghị định 43/2017/NĐ-CP. Nhãn được dán trên hộp các tông với các thông tin tối thiểu sau:

- Tên sản phẩm: **KHẨU TRANG Y TẾ**
- Nhãn hiệu: **VINA FACE MASK**
- Tên cơ sở sản xuất và địa chỉ;
- Thành phần cấu tạo;
- Ngày sản xuất;
- Hướng dẫn sử dụng;
- Sản xuất theo: **TCCS 01:2020/HUNGPHAT.**

## **6.3 Vận chuyển**

Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo an toàn cho sản phẩm: không để rách, thùng bao bì. Xe vận chuyển phải kho ráo, sạch sẽ, có mui bạt che nắng.

## **6.4 Bảo quản:**

Khẩu trang phải được bảo quản cẩn thận, sạch sẽ từ khi may cho đến lúc nhập kho, cũng như trong khâu vận chuyển.

Không vận chuyển, bảo quản khẩu trang cùng với dầu mỡ, hóa chất và các sản phẩm khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng của khẩu trang.

