

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
SỐ 02:2020/CSAT

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 33/6 Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: vnsafelife@safelife.com.vn

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số: **TCCS 02:2020/CSAT**
Áp dụng cho sản phẩm: **KHẨU TRANG Y TẾ SAFEMASK**
Nhà sản xuất: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI KIẾN VĂN**
Nước sản xuất: **VIỆT NAM**

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm với người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã được công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu, chức vụ)

GIÁM ĐỐC



Trần Phương Thảo

**CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG
AN TOÀN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23 /2020/QĐ-CSAT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Ban hành và áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:
KHẨU TRANG Y TẾ SAFEMASK, số hiệu: TCCS 02:2020/CSAT**

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch Quốc Hội công bố ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 do Chủ tịch Quốc Hội công bố ngày 21/11/2007
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng hàng hóa;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm **KHẨU TRANG Y TẾ SAFEMASK (loại 4 lớp)** mà công ty đang phân phối kèm theo quyết định này.

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tất cả các phòng ban có liên quan;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

Trần Phương Thảo

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN VIỆT NAM

Địa chỉ: 33/6 Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02:2020/CSAT

SẢN PHẨM

KHẨU TRANG Y TẾ SAFEMASK

Lần soát xét: 1

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu, chức vụ)



GIÁM ĐỐC

Trần Phương Thảo

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02:2020/CSAT

(Ban hành kèm theo quyết định số 23/2020/QĐ-CSAT ngày 08/06/2020
của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN VIỆT NAM)

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho: “*Khẩu trang y tế Safemask*” do công ty TNHH Một thành viên Cuộc Sống An Toàn Việt Nam phân phối.
- Sản phẩm khẩu trang được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế, trong đời sống thường ngày,... Sản phẩm được dùng để bịt mũi, mặt, ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn dịch bệnh xâm nhập qua đường hô hấp.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

2.1 Quy định chung:

- Khẩu trang không được gây dị ứng da cho người đeo;
- Bề mặt khẩu trang phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan;
- Nẹp mũi được cố định, được bao bọc không lộ ra ngoài gây tổn thương cho người sử dụng;
- Dây đeo được dập chắc chắn tại bốn góc của khẩu trang;
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.

2.2 Cấu trúc:

2.2.1 Khẩu trang gồm các bộ phận:

- Có 4 lớp:
 - + 2 lớp vải không dệt kháng giọt bắn
 - + 1 màng vi lọc thấu khí
 - + 1 lớp vải không dệt, hút ẩm
- Thanh nẹp mũi
- Dây đeo

2.2.2 Kiểu dáng, kích thước:

Chỉ tiêu		Quy cách	
Thân khẩu trang	Chiều dài	170	mm
	Chiều rộng	100	mm
Thanh nẹp mũi	Chiều dài	105	mm
	Chiều rộng	2.0-5.0	mm
Dây đeo	Chiều dài	145	mm
	Chiều rộng	2.0-5.0	mm
Dung sai cho phép các chỉ tiêu			±10%

2.3 Yêu cầu đối với vật liệu:

2.3.1 Lớp vải:

- Sử dụng vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp hoặc không, có độ thoáng khí, có khả năng ngăn cản bụi, kháng giọt bắn, màu sắc: xanh hoặc trắng.
- Lớp vi lọc thấu khí có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn.

2.3.2 Thanh nẹp mũi:

Bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi.

2.3.3 Dây đeo:

Dùng loại dây có tính đàn hồi, giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng.

2.4 Chỉ tiêu kỹ thuật:

Khẩu trang y tế phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong Bảng 1

Chỉ tiêu	Mức yêu cầu
Hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi khí 30L/min, %, không nhỏ hơn	≥ 90
Trở lực hô hấp (DP), ở chế độ thổi khí 30L/min, mm H ₂ O, không lớn hơn	≤ 9
Giới hạn trường nhìn, %, không lớn hơn	≤ 6
Khối lượng, g, không lớn hơn	≤ 10

2.5 Giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng có trong vải không dệt:

Khẩu trang y tế phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong Bảng 2

1/7/2021 VG TT SỞ Y TẾ

Nguyên tố	Không lớn hơn mg/kg sản phẩm
Asen (As)	0,17
Chì (Pb)	1,0
Thủy ngân (Hg)	0,12
Antimon (Sb)	0,1
Cadimi (Cd)	0,1

3. THỜI HẠN SỬ DỤNG:

Ngày sản xuất và hạn sử dụng được in trên đáy hộp.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đeo mặt màu xanh ra ngoài, mặt màu trắng quay vào trong.
- Đặt phần có nẹp mũi phía trên sóng mũi.
- Vòng dây đeo qua sau tai một cách chắc chắn.
- Bảo đảm khẩu trang che kín phần mũi, cằm và không có khoảng trống.
- Điều chỉnh phần nẹp mũi ôm vào hai bên sóng mũi sao cho phù hợp.
- Khẩu trang chỉ sử dụng một lần.

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

- Khẩu trang được đựng trực tiếp trong hộp giấy theo hình dạng, mẫu thiết kế của nhà sản xuất, các hộp đựng phải mới, sạch, hợp vệ sinh, không thủng rách, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Số lượng: 50 cái/hộp, 50 hộp/thùng

5.2 Ghi nhãn:

Nhãn sản phẩm khẩu trang y tế phải phù hợp theo nghị định 43/2017/NĐCP ngày 14-04-2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện hành khác của nhà nước. Nhãn sản phẩm phải được dán trên hộp các tông. Trên mỗi sản phẩm phải có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên sản phẩm;
- Tên công ty sản xuất;
- Địa chỉ;
- Thành phần cấu tạo;
- Hướng dẫn sử dụng;

- Ngày sản xuất;
- Hạn sử dụng;
- Sản xuất theo TCCS 02:2020/CSAT.

Chi tiết tại nhãn đính kèm

5.3 Vận chuyển:

Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo an toàn cho sản phẩm: không để rách, thủng bao bì. Xe vận chuyển phải có mui bạt che mưa nắng.

5.4 Bảo quản:

Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt, tránh va chạm. Không để gần nơi chứa các hoá chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây dập hay gãy bề sản phẩm, vỡ bao bì đơn. Bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào hộp và thùng khẩu trang.

