

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THỬ NGHIỆM**

Số: 051520 /VTTB-ĐGCL

**Cơ quan yêu cầu:** Công ty Cổ phần Tập đoàn CKT

**Địa chỉ:** Biệt thự TL 04-41, Khu đô thị Vinhomes The Harmony, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

**Tên sản phẩm:** Khẩu trang y tế

**Model:** CKT-01

**Đơn vị sản xuất:** Công ty Cổ phần Tập đoàn CKT

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Người thử nghiệm:** Trần Đức Anh


**Tiêu chuẩn thử nghiệm:** Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

**Phương pháp thử nghiệm:** Theo TCVN 8389-1:2010

**Kết luận:** Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

**VIỆN TRƯỞNG**



**TS. Lê Thanh Hải**

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

### Thông số kỹ thuật

| TT  | Nội dung                            | Yêu cầu   | Đạt | K.Đạt |
|-----|-------------------------------------|---|-----|-------|
| 1   | Kết cấu và vật liệu                 | Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nẹp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan | X   |       |
| 2   | Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%) | Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%   | X   |       |
| 3   | Trở lực hô hấp (mmH <sub>2</sub> O) | Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH <sub>2</sub> O  | X   |       |
| 4   | Giới hạn trường nhìn (%)            | Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%   | X   |       |
| 5   | Khối lượng (g)                      | Khối lượng không lớn hơn 10 g   | X   |       |
| 6   | Giới hạn cho phép của kim loại nặng |   |     |       |
| 6.1 | Hàm lượng Asen (As)                 | 0,17 mg/kg  | X   |       |
| 6.2 | Hàm lượng Chì (Pb)                  | 1,00 mg/kg  | X   |       |
| 6.3 | Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)            | 0,12 mg/kg  | X   |       |
| 6.4 | Hàm lượng Antimon (Sb)              | 0,10 mg/kg  | X   |       |
| 6.5 | Hàm lượng Cadimi (Cd)               | 0,10 mg/kg  | X   |       |

\* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu Công ty Cổ phần Tập đoàn CKT cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 15/4/2020.

SOÁT XÉT



Hà Quang Thanh

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020  
NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Trần Đức Anh