

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2020 HUYTHUONG
Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Safety

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QĐCT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

TCCS 01:2020 HUYTHUONG

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG

Địa chỉ: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG BỐ

Công bố tiêu chuẩn: Số TCCS 01:2020 HUYTHUONG

Áp dụng cho sản phẩm: Khẩu trang y tế Safety

- Chung loại: 001/HT

- Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công Ty TNHH Huy Thường

- Địa chỉ: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi cam kết sản phẩm hàng hóa nêu trên theo đúng tiêu chuẩn cơ sở công bố và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với tiêu chuẩn đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

Giám đốc



NGUYỄN HUY THƯỜNG

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG	Khẩu trang y tế Safety	Số TCCS 01:2020 HUYTHUONG
		Có hiệu lực từ ngày ký

I. Phạm vi áp dụng

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm Khẩu trang y tế do Công Ty TNHH Huy Thường sản xuất
- Khẩu trang được cấu tạo từ 2-4 lớp vải không dệt, lớp vi lọc thấu khí không thấm nước, thanh tựa mũi và quai đeo

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Quy định chung

- Khẩu trang không được gây dị ứng da cho người đeo;
- Bề mặt khẩu trang phải sạch sẽ, không còn dầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan;
- Dây đeo được may chắc chắn tại bốn góc của khẩu trang;
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.

2. Cấu tạo

Khẩu trang y tế gồm các bộ phận:

- các lớp vải: có thể có từ 2 đến 4 lớp vải không dệt, dạng phẳng, có gấp nếp;
- Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước;
- thanh nẹp mũi;
- dây đeo.

3. Yêu cầu về nguyên liệu:

- Lớp vải không dệt có độ bền cao, đàn hồi tốt
- Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước: thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng lọc mùi, khói bụi,....
- Thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi.
- Dây đeo: dùng loại dây có tính đàn hồi, ví dụ: dây chun, giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo.

4. Chất lượng thành phẩm

a. Tính chất

- Thân khẩu trang được cấu tạo từ 2- 4 lớp vải không dệt và lớp vi lọc
- Thanh tựa mũi gắn cố định với khẩu trang và dễ định hình

- Dây đeo khẩu trang được dập chắc chắn, loại thun co giãn tốt dùng để đeo qua tai

b. Khối lượng: $\leq 10\text{g}$

c. Kích thước (dài x rộng): 175mm x 95mm (sai số $\pm 10\%$)

d. Các chỉ tiêu kỹ thuật của khẩu trang

- **Chỉ tiêu Hiệu suất lọc đối với sương dầu, Trở lực hô hấp, Giới hạn trường nhìn, Khối lượng**

Tên chỉ tiêu	Mức
1. Hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi khí 30 L/min, %, không nhỏ hơn	90
2. Trở lực hô hấp (DP), ở chế độ thổi khí 30 L/min, mmH ₂ O, không lớn hơn	9
3. Giới hạn trường nhìn, %, không lớn hơn	6
4. Khối lượng, g, không lớn hơn	10

- **Giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng có trong vải không dệt**

Nguyên tố	Giới hạn cho phép, không lớn hơn mg/kg sản phẩm
Asen (As)	0,17
Chì (Pb)	1,0
Thủy ngân (Hg)	0,12
Antimon (Sb)	0,1
Cadimi (Cd)	0,1

5. Phương pháp thử

a. Kiểm tra kích thước

Dùng thước thẳng hoặc thước dây có độ chính xác đến centimet để đo thông số kích thước.

b. Kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra ngoại quan sản phẩm bằng mắt thường phải đạt yêu cầu

c. Kiểm tra tính chất hóa lý và các chỉ tiêu

- Hiệu suất lọc đối với sương dầu: kiểm tra theo TCVN 7312:2003

- Trở lực hô hấp: kiểm tra theo TCVN 7312:2003

- Giới hạn trường nhìn: kiểm tra theo TCVN 3154-1979

- Khối lượng: kiểm tra theo TCVN 7312:2003

- Giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng: kiểm tra theo TCVN 8389-1:2010


6. Bao gói:

a. Bao gói:

- Khẩu trang được đựng trong một hộp các tông, có tài liệu hướng dẫn sử dụng trên mỗi hộp đựng sản phẩm.
- Các hộp được đóng vào kiện với số lượng thích hợp tùy theo yêu cầu cất giữ, vận chuyển, phân phối.

b. Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám đốc



NGUYỄN HUY THƯỜNG