

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG

Địa chỉ trụ sở: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Safety

1. Mục đích sử dụng sản phẩm

- Khẩu trang y tế bảo vệ sức khỏe, không gây kích ứng da khi sử dụng
- Chống khói bụi, chống viêm mũi dị ứng, chống tia cực tím, ngăn dịch bệnh, khí thải động cơ, mùi ô nhiễm; bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp
- Ngăn chặn các hóa chất độc hại, chống say tàu xe.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

- Mở khẩu trang, kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai
- Nấn thành tựa mũi tạo độ kín khít, ôm sát khuôn mặt người dùng
- Chụp khẩu trang kín mũi miệng

3. Cảnh báo thận trọng

- Chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng sau khi giặt
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng
- Một số trường hợp kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn trọng khi lái xe
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra

4. Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát

5. Cơ sở sở hữu TTYT

Công Ty TNHH Huy Thường

Địa chỉ trụ sở: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0986087335

6. Cơ sở sản xuất và phân phối

Công Ty TNHH Huy Thường

Địa chỉ trụ sở: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 83 Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0986087335

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



NGUYỄN HUY THƯỜNG