

kt:18.5x10x4cm+5cm tai



B'color
Mask

B'color
Mask
Real value for safety

ISO
13485:2016

4
LAYER
lọc
99%

10 pcs

B'color
Mask

KHẨU TRANG Y TẾ

Chất liệu:

Vải không dệt, vải không dệt SMS, giấy kháng khuẩn

Màu sắc: Kê caro thời trang

Kích thước: 17.5 x 9.5cm

Cấu tạo: 4 lớp dạng phẳng có nếp gấp theo chiều dài. Trong đó có

+ 01 lớp vải có bề mặt nhẵn, có độ thoáng khí, có tác dụng cản bụi,

chống nước, tránh thấm các giọt bắn vào trong.

+ 01 lớp giấy kháng khuẩn có tác dụng lọc khuẩn, lọc bụi.

+ 02 lớp vải có tác dụng hút ẩm, giúp hơi thở thoát ra thắm vào khẩu

trang.

+ Thanh nẹp mũi có tác dụng ôm kín vùng mũi.

Môi trường sử dụng và tác dụng khẩu trang:

Được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) để ngăn ngừa,

bảo vệ người đeo khỏi vi khuẩn, bụi gây hại cho sức khỏe.

Đặc điểm: Được bảo quản trong hộp kín, để nơi khô mát, tránh để

gần nguồn nhiệt, tránh tiếp xúc với các hóa chất, dung môi.

Cảnh báo: Tránh xa lửa.

Khuyến cáo: Không sử dụng cho những người suy chức năng hô hấp.

Chứng nhận chất lượng:

- Kiểm định bởi Viện trang thiết bị công trình y tế.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

- Đạt tiêu chuẩn Việt Nam: 8389-1:2010

Hướng dẫn sử dụng:



CÔNG TY CỔ PHẦN Á LONG

Trụ sở: Lô A2 CN 8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam

Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy sản xuất Miền Bắc: Ô số 03, Lô số 02, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim

Chung huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Nhà máy sản xuất Miền Nam: Lô B8/B9/B10, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, phường

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-24) 3780 5022 | Fax: (84-24) 3780 5024 | Hotline: 0976 025 486

Email: admin@along.vn | Web: www.along.vn

Sản xuất tại: Việt Nam

Số lưu hành:

Số lô:

NSX:

HSD: 3 năm kể từ ngày sx

