

16 x 10 x 5cm + 5m tai

B'color
Kids Mask

Khẩu Trang Y Tế

Chất liệu:
Vải không dệt, vải không dệt SMS, giấy kháng khuẩn

Màu sắc:
Hoa văn trên nền trắng

Kích thước: 14.5 cm x 9.5 cm

Cấu tạo:
04 lớp dạng phẳng, có nếp gấp theo chiều dài. Trong đó:
+ 01 lớp vải không dệt có bề mặt nhẵn, có độ thoáng khí, có tác dụng lọc bụi, chống thấm nước, ngăn giọt bắn.
+ 01 lớp giấy kháng khuẩn có tác dụng lọc bụi, kháng khuẩn
+ 02 lớp vải không dệt có tác dụng hút ẩm, giúp hơi thở thoát ra, thấm vào khẩu trang, tạo cảm giác dễ chịu cho bé
+ Thanh nẹp mũi có tác dụng ôm kín vùng mũi của bé

Môi trường sử dụng và tác dụng của khẩu trang:
Được sử dụng để bịt vùng mặt (mũi, miệng) giúp ngăn ngừa, bảo vệ bé khỏi khói bụi và vi khuẩn gây hại cho sức khoẻ

Bảo quản:
Được bảo quản trong hộp kín, để nơi khô ráo, thoáng, tránh để gần nguồn nhiệt, tránh tiếp xúc với hoá chất, dung môi

Cảnh báo:
Tránh xa lửa

Khuyến cáo: không sử dụng cho các bé bị suy chức năng hô hấp

B'color
Kids Mask

B'color
Kids Mask

4 Lớp



ISO
13485:2016

20 PCS

B'color
Kids Mask

Hướng dẫn sử dụng:



Chứng nhận chất lượng:
- Kiểm định bởi Viện trang thiết bị công trình y tế.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
- Đạt tiêu chuẩn Việt Nam: 8389-1:2010

CÔNG TY CỔ PHẦN Á LONG
Tọa lạc: Lô A2 CN 8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy sản xuất Miền Bắc:
Ô số 03, Lô số 02, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Nhà máy sản xuất Miền Nam:
Lô B8B-B9B, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: (84-24) 3780 5022 | Fax: (84-24) 3780 5024
Hotline: 0976 025 486
Email: admin@along.vn | Web: www.along.vn

Sản xuất tại: Việt Nam
Số lưu hành:
Số lot:
NSX:
HSD: 3 năm kể từ ngày sx

ISO
13485:2016

849385127700751

B'color
Kids Mask

B'color
Kids Mask

4 Lớp



ISO
13485:2016

20 PCS

B'color
Kids Mask

1.5cm
5cm
5cm
16cm
5cm
1.5cm

5cm 10cm 5cm 10cm 1.5cm