



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm:

Băng keo lụa

Kích thước, qui cách đóng gói:

Cuộn 2,5 cm x 5 m, hộp 1 cuộn, hộp 12 cuộn

Cuộn 1,25 cm x 5 m, hộp 1 cuộn, hộp 24 cuộn

Thành phần:

- Băng cuộn: Vải lụa.
- Chất dính: Keo nóng chảy dạng hạt.

Chỉ định:

Dùng để cố định băng gạc, ống thông, dụng cụ y khoa, phẫu thuật....

Chống chỉ định:

Không dán trực tiếp lên vết thương.

Hướng dẫn sử dụng:

Làm sạch và khô da trước khi dán, thay băng dán khi cần thiết.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

Cảnh báo:

Không nên căng, kéo dẫn băng khi dán. Điều này có thể làm tổn thương da.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Nhà sản xuất:

Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd

Building 2, Ditian Function, Xiaoshun Town, Jindong Zone, Jinhua City, Zhejiang Province,

Trung Quốc

Doanh nghiệp nhập khẩu:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KPM

Lầu 3, Tòa nhà GB Building, 684/28A Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.