

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: BANH TRỰC TRÀNG

Chủng loại/Mã: PU.1628.19

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Đưa đầu banh vào trực tràng bệnh nhân để banh theo hướng dẫn cần thiết



GIÁM ĐỐC

HÀ VIỆT PHƯƠNG

SAO Y BẢN CHÍNH  
Ngày.....Tháng.....Năm .....

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: CÂY VÉN TẠNG

Chủng loại/Mã: T.5645.05

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

## Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Xoay khóa vặn ở tay cầm để mở các lưới vén tạng đến chiều rộng mong muốn
- Đưa vào trong ổ bụng bệnh nhân để sử dụng vén cơ quan nội tạng.



SAO Y BẢN CHÍNH  
Ngày.....Tháng.....Năm .....

GIÁM ĐỐC

HÀ VIỆT PHONG

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: ĐÀU CÀM MÁU

Chủng loại/Mã: T.9062.05

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Đưa vào cơ thể bệnh nhân thông qua trocar để cầm máu vị trí cần thiết

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày.....Tháng.....Năm .....



**GIÁM ĐỐC**

**HÀ VIỆT PHONG**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: KÈM KẸP CLIP

Chủng loại/Mã: T.0611.23

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Gắn loại clip thích hợp vào kèm
- Bóp tay cầm để kẹp clip tại vị trí mong muốn



GIÁM ĐỐC

HÀ VIỆT PHONG

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: KÈM MANG KIM

Chủng loại/Mã: S.0925.12, S.0925.22

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Gắn kim vào đầu của kềm
- Điều chỉnh khóa để kẹp chặt kim trong ngàm
- Tiến hành may ở nơi cần thiết



GIÁM ĐỐC  
HÀ VIỆT PHONG



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: KẸP GẤP

Chủng loại/Mã: S.7048.16

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Mở khóa tay cầm để điều khiển ngàm
- Đưa vào cơ thể bệnh nhân để gấp vị trí mong muốn

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày.....Tháng.....Năm .....



**GIÁM ĐỐC**  
**HÀ VIỆT PHONG**

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: KẸP SINH THIẾT

Chủng loại/Mã: S.7045.16, S.7073.55

Hãng/nước sở hữu: Gimmi/Đức

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Tiệt trùng dụng cụ trước khi sử dụng
- Mở khóa tay cầm để điều khiển ngàm
- Đưa vào cơ thể bệnh nhân để sinh thiết bị trí mong muốn



*Hà Việt Phong*  
GIÁM ĐỐC  
HÀ VIỆT PHONG