

MP Diagnostics
MPure Bacterial DNA Extraction Kit



	CONT
Reagent Cartridge	48 PCS
Reaction Chamber	48 PCS
Tip Holder	48 PCS
Filter Tip	50 PCS
Piercing Pin	50 PCS
Sample Tube (2ml)	50 PCS
Elution Tube (1.5ml)	50 PCS
BL2B Buffer (25ml)	1 BOTTLE

REF 8AH90-048

LOT 171301

2018-09


48



8887581001488



171301 2018-09



Tên sản phẩm:	MPure Bacterial DNA Extraction Kit
Mã sản phẩm:	
Số lưu hành:	
Số lot/SN:	
Hạn sử dụng:	
Quy cách đóng gói:	
Bảo quản:	
Mục đích sử dụng:	Hòa chất sử dụng cho Hệ thống tách chiết DNA tự động
Hướng dẫn sử dụng và các thông tin khác:	Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm
HSX/NSX:	MP Biomedicals Asia Pacific Pte, Ltd./Singapore
Nhập khẩu bởi:	Công ty Cổ phần Bio-Med
Địa chỉ:	101B8 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
VPGD:	Số 8 ngõ 48 Nguyễn Chánh, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

