

		<i>Note: Dụng cụ chỉ có thể được sử dụng cho mục đích của phẫu thuật viên ở các lĩnh vực y tế cụ thể, với việc sử dụng được giới hạn cho nhân viên được đào tạo đầy đủ và đủ điều kiện. Bác sĩ điều trị hoặc người sử dụng có trách nhiệm chọn đúng (các) dụng cụ cần thiết cho công việc / ứng dụng phẫu thuật trong chuyên môn cũng như để xử lý an toàn. Điều này bao gồm đảm bảo một mức độ đào tạo, kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ</i>
4	Cảnh báo và thận trọng	• Chú ý các quy định về trọng lượng đặt dụng cụ trong rổ lưới và cách sắp xếp các dụng cụ trong rổ để dụng cụ được đảm bảo vô khuẩn hoàn toàn • Rổ lưới nóng ngay sau hấp tiệt trùng và mở nắp hộp hấp. Lưu ý phải mặc trang phục phù hợp để tránh bị phỏng.
5	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	• Rổ có các dấu hiệu bị hỏng như rách, thùng cần được sửa chữa và thay thế kịp thời. Nếu các lỗ hỏng của rổ quá lớn sẽ làm rơi rớt các dụng cụ có kích thước nhỏ

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

