

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2017

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Nguyên quốc

Địa chỉ: 230A Nam hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Tên sản phẩm: **XE ĐẨY DỤNG CỤ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Xe đẩy dụng cụ y tế Mass Medical được thiết kế tạo sự tiện lợi và an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Xe đẩy dụng cụ y tế Bailida đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả về chi phí và hiệu suất hoạt động đáp ứng các yêu cầu của cơ sở y tế Đặc điểm: - Chất liệu : Thép không gỉ, ABS, - Bánh xe di động - Có kệ, khay , ngăn kéo tiện dụng
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Danh mục linh kiện và phụ kiện tùy chọn: - Bánh xe xoay di động - Thùng rác - Rổ lưới kim loại - Cây truyền dịch - Ngăn chia cho ngăn kéo - Khay để đồ - Giá treo, để thiết bị khác
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	- Được sử dụng cho các nhân viên y tế vận chuyển dụng cụ y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1. Mở khóa chốt chân, nếu có 2. Đẩy xe đẩy tới nơi cần sử dụng
1.5	Chống chỉ định	• Không chống chỉ định
1.6	Cảnh báo và thận trọng	• Tất cả sản phẩm phải được làm sạch bằng các sản phẩm trung hòa • Chỉ sử dụng khăn lau ẩm và đánh bóng. Thép không gỉ có thể biến màu nếu bị lau khô tự nhiên • Không sử dụng các chất ăn mòn, chất tẩy trung hòa, độ PH trung tính.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	• Không có tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước(nếu có): Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc,...
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Tổng Giám Đốc**

