

LỌ & ỒNG ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM BAYOKA®

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm **Lọ đựng mẫu bệnh phẩm Bayoka®**. Sản phẩm do Công Ty TNHH Tân Thái Bình Dương sản xuất

2. Thành phần:

- Nhựa Polystyrene (PS) & nhựa Polypropylene (PP) chính phẩm

2.1 Thông số kỹ thuật:

- Dung tích 5 ml, 35 ml, 200 ml, 500 ml (Tùy theo yêu cầu của thị trường)
- Sản phẩm đảm bảo các chi tiết lắp vừa khít.
- Nhiệt độ : 5 - 45 °C.
- Độ ẩm : < 95 %

2.2 Chức năng:

Dùng đựng mẫu bệnh phẩm

2.3 Ngoại quan:

- Bề mặt sản phẩm không móp méo, không bị nứt, cong vênh, không sắc cạnh.

3. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển:

3.1 Ghi nhãn:

Nội dung ghi nhãn phù hợp theo nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hóa, được in trên giấy dán vào sản phẩm, với nội dung chính sau:

- * Tên hàng hóa;
- * Tên và địa chỉ nhà sản xuất;
- * Xuất xứ;
- * Định lượng; (kích thước thực hay số lượng);
- * Nhãn hiệu **bayoka®**
- * Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn;
- * Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

Số hiệu: TCCS 02 : 2013/ CTY - TTBD

3.2 Bao gói

Sản phẩm được bao bọc bằng bao nilon

3.3 Bảo quản:

Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ không có hóa chất, bụi ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm.

3.4 Vận chuyển: Vận chuyển bằng các phương tiện thông thường, có mui che, tránh mưa nắng, thao tác khi bốc xếp phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh hoặc đè nặng làm hư hỏng sản phẩm.
