



Công ty TNHH hóa chất và thiết bị y tế Hà nội
Số 8/105 phố Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04-37842300 ; Fax: 04 37822152 - Di động: 091352 1569
E-mail: Vanthai2005@vnn.vn

Hướng dẫn sử dụng

1. Ống nghiệm nhựa nắp xoáy

1. Tên sản phẩm: **ỐNG NGHIỆM NHỰA NẮP XOÁY**
Chủng loại : Code : PFPM904S
2. Công dụng: chứa mẫu, bệnh phẩm
3. Dạng đóng gói: Ống riêng rẽ hoặc theo các dạng đóng gói của nhà sản xuất
4. Đặc tính: Ống nhựa nắp xoáy, tiệt trùng
5. Bảo quản: Nhiệt độ môi trường, nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp
6. Cách sử dụng:
Lấy ống môi trường ra khỏi bao gói
Mở nắp ống, cho mẫu được thu vào
Sau khi mẫu vi sinh vật được chuyển vào trong ống nghiệm, đậy nắp xoáy lại
Vận chuyển ống về phòng xét nghiệm. Trong quá trình bảo quản và vận chuyển đáp ứng điều kiện thích hợp.

