



GOLDEN GATE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ CỘT SỐNG

HÃNG SX : NUVASIVE – MỸ

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG : FDA

1. Dụng cụ phải được đặt đúng vị trí, đủ số lượng trong khay và trong hộp đựng dụng cụ chuyên dụng.
2. Tránh va đập trong quá trình vận chuyển và tuân thủ theo đúng như khuyến cáo của nhà sản xuất.
3. Tuân thủ theo đúng quy trình chống nhiễm khuẩn của bệnh viện (Lưu ý : Tránh hấp khô).
4. Kiểm tra dụng cụ có đạt chuẩn hay chưa trước khi phẫu thuật.
5. Sắp xếp dụng cụ theo từng bước/thì trong quá trình phẫu thuật.
6. Lưu ý, cẩn thận với những dụng cụ sắc nhọn trong quá trình mổ.
7. Mỗi dụng cụ được sử dụng với chức năng riêng biệt.
8. Sau khi phẫu thuật phải được kiểm tra đúng loại, đủ số lượng và đặt lại đúng vị trí trong khay và hộp.
9. Tuân thủ theo đúng quy trình ngâm, rửa và tiệt trùng trước khi vận chuyển đi nơi khác.
10. Dụng cụ phải được bảo quản, kiểm tra định kỳ đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
11. Đối với những dụng cụ không còn đảm bảo được chức năng thì cần báo và gửi trả lại nhà sản xuất.

**** Dụng cụ chỉ tương thích với những vật tư cấy ghép của hãng Nuvasive (Không thể sử dụng với những vật tư cấy ghép của hãng khác)***