



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GHẾ VỆ SINH DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế VTM

Số 129E phố Nguyễn Trãi, phường Thượng
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

ĐT: 024 35747145 - 0888666122

Tên trang thiết bị y tế:

- **Khung tập đi cho người tàn tật**, Model : 914L, 905D, 902.

Nắm hai tay vào hai tay nắm trên khung, kéo ra hai bên đến khi nghe tiếng tách của các khớp nối ,

Khi đi chuyển, dùng hai tay giữ khung tập đi chống xuống mặt phẳng để hỗ trợ khi đi lại.

Di chuyển khung tập đi theo từng bước chân của người sử dụng.