

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế VTM
Số 129E phố Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 024 35747145 - 0888666122

Tên trang thiết bị y tế:

- Ba toong, gậy chống cho người già và người tàn tật, Model : 911c,911, 913, 907B.

Trước khi sử dụng hãy điều chỉnh độ cao, thấp cho phù hợp bằng cách ấn vào khớp bi
Khi di chuyển, dùng tay giữ gậy (ba toong) và chống xuống mặt phẳng để hỗ trợ khi đi lại.

Có thể sử dụng hai cái riêng biệt để hỗ trợ cho hai chân hoặc sử dụng 1 cái hỗ trợ cho bên bị
thương.