

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TẦM NHẬN ẢNH KỸ THUẬT SỐ BẢN PHẪNG

FDX3543RPW

FDX4343R

FDX3543RP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Mật độ MTF cao
- Độ nhạy cao
- Độ phân giải cao
- Thu ngắn chu kì chụp

CẤU THÀNH SẢN PHẨM VÀ ĐẶC ĐIỂM

- Bảng chế độ thu nhận ảnh


Chế độ	Tỉ lệ khung hình (Khung hình/s)	Binning/ Non-Binning	Chu kì X-ray (ms)
3072 dòng Chế độ quét toàn bộ	1 (xấp xỉ)	Non-binning	Tiêu chuẩn: 500 (khoảng biến đổi 50 to 500) Lựa chọn: 1000, 2300, 3200 or 4000

- Cấu thành sản phẩm và Giao diện




TỔNG GIÁM ĐỐC

Yang Jae Kwan



SƠ ĐỒ KHỐI KẾT NỐI HỆ THỐNG VÀ XỬ LÝ ẢNH




- Bảng chú thích cảnh báo khi sử dụng:

Nguồn	Nguồn sáng khi bật nguồn
Tình trạng tốt	Đèn sáng khi hệ thống đã tự kiểm tra
Đường truyền mạng	FPI hệ thống kết nối với PC
Hình ảnh	Đèn sáng nhấp nháy khi xử lý và truyền giữ liệu

- Kích thước bên ngoài


(Tấm nhậ)

Đơn vị tính: mm



*2 Include a Power Connector

- Hình dạng bên ngoài



(Hộp cấp Nguồn)

Đơn vị tính: mm

