



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG
Số 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh xuân, Hà nội, Việt Nam
Tel : (84-24) 38522281 - Fax: (84-24) 35760830
www.hoangphuongcme.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIN LỌC KHUẨN

Bóc vỏ túi

Kết nối phin lọc khuẩn với bộ dây máy thở

Phin lọc khuẩn có thể nối được với tất cả các ống nội khí quản hoặc mặt nạ và ống nối chữ Y của bộ dây máy thở.

Đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Thị Phương