

MẪU NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên TTBYT: Túi đựng nước tiểu

Tên Hàng: Túi đựng nước tiểu

Công dụng: Túi đựng nước tiểu được nối với ống thông tiểu để chứa nước tiểu từ bàng quang ra.

Dung tích: 2.000ml; có vạch định mức 100ml

Quy cách: Bịch 10 cái,


NSX: Xem trên bao bì

HSD: Xem trên bao bì

NSX: Ningbo MFLAB Medical instruments - Trung Quốc

NNK - NPP: CTY TNHH MTV TTBYT SONG KHÁNH

315/17 Lê Văn Sỹ, F13, Q.3, TP.HCM



Túi nước tiểu



GIÁM ĐỐC



BS HÀ THỊ LIÊN CHI