


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên TTBYT: Sonde Nelaton (thông tiểu một nhánh)



Tên Hàng: Sonde Nelaton (thông tiểu một nhánh)

Hướng dẫn sử dụng:

- Ống thông tiểu 1 nhánh được đưa qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn nước tiểu ra ngoài.
- Sau khi thoát hết nước tiểu thì rút ống thông.
- Ống thông tiểu 1 nhánh được dùng trong ngành tiết niệu, phẫu thuật, sản khoa, phụ khoa để thoát nước tiểu hoặc đưa thuốc vào bàng quang.
- Ống thông chỉ sử dụng một lần.



Sonde Nelaton



GIÁM ĐỐC

BS HÀ THỊ LIÊN CHI