

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chạc ba dây nối 25cm (code 1008-25)

Thành phần & mô tả:

- Cấu tạo : Chất liệu nhựa y tế , khóa xoay 360 độ màu xanh , dây nối 25cm
- Đóng gói: 70 cái/hộp

Công dụng: - Dùng để nối với dây truyền dịch , nối với kim luồn nhằm mục đích tạo nhiều đường truyền cùng một lúc , chạc ba tiêm có van 1 chiều chỉ cho phép dịch hoặc thuốc vào cơ thể bệnh nhân mà không cho máu trào ngược ra.

Hướng dẫn sử dụng :

Xé bỏ vỏ bảo vệ , lắp 1 đầu vào kim luồn , đầu kia của dây nối vào dây truyền dịch , chỉnh khóa xoay theo đúng hướng dòng chảy.

Chống chỉ định: Không có

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Không có

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe: Không được sử dụng khi bao bì không còn nguyên vẹn hoặc hết hạn sử dụng, tránh xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất: Ultra Medical

Xuất xứ : Ai Cập

Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Phương Đông

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Nghiêm Thị Thanh Vân

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chạc ba dây nối 10cm (code 1008-10)

Thành phần & mô tả:

- Cấu tạo : Chất liệu nhựa y tế , khóa xoay 360 độ màu xanh , dây nối 10cm
- Đóng gói: 80 cái/hộp

Công dụng: - Dùng để nối với dây truyền dịch , nối với kim luồn nhằm mục đích tạo nhiều đường truyền cùng một lúc , chạc ba tiêm có van 1 chiều chỉ cho phép dịch hoặc thuốc vào cơ thể bệnh nhân mà không cho máu trào ngược ra.

Hướng dẫn sử dụng :

Xé bỏ vỏ bảo vệ , lắp 1 đầu vào kim luồn , đầu kia của dây nối vào dây truyền dịch , chỉnh khóa xoay theo đúng hướng dòng chảy.

Chống chỉ định: Không có

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Không có

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe: Không được sử dụng khi bao bì không còn nguyên vẹn hoặc hết hạn sử dụng.

Nhà sản xuất: Ultra Medical

Xuất xứ : Ai Cập

Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Phương Đông

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Nghiêm Thị Thanh Vân