

MẪU NHẪN

Chạc ba dây nối 10cm

Model: 1008-10

Số PCBA:

Quy cách đóng gói: 80 cái/hộp

Công dụng: Dùng để nối với dây truyền dịch, nối với kim luôn nhằm mục đích tạo nhiều đường truyền cùng một lúc, chạc ba tiêm có van 1 chiều chỉ cho phép dịch hoặc thuốc vào cơ thể bệnh nhân mà không cho máu trào ngược ra.

Cách sử dụng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

Cảnh báo: Không có

Bảo quản: Nhiệt độ phòng

NSX, HSD, LOT: Xem trên bao bì

Xuất xứ:

- Hãng, nước sản xuất: **Ultra for Medical Products Co.**

(Ultramed), Ai Cập

Địa chỉ: 64 Nakhta El Motaiy, Triomphe Square, Heliopolis, Cairo-

Ai Cập

- Cơ sở chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: **CÔNG TY TNHH DẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG**

Địa chỉ: A8TT7 Khu Đô Thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Vân

MẪU NHÃN

Chạc ba dây nối 25cm

Model: 1008-25

Số PCBA:

Quy cách đóng gói: 70 cái/hộp

Công dụng: Dùng để nối với dây truyền dịch, nối với kim luồn nhằm mục đích tạo nhiều đường truyền cùng một lúc, chạc ba tiêm có van 1 chiều chỉ cho phép dịch hoặc thuốc vào cơ thể bệnh nhân mà không cho máu trào ngược ra.

Cách sử dụng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

Cảnh báo: Không có

Bảo quản: Nhiệt độ phòng

NSX, HSD, LOT: Xem trên bao bì

Xuất xứ:

- Hãng, nước sản xuất: **Ultra for Medical Products Co. (Ultramed), Ai Cập**

Địa chỉ: 64 Nakhla El Motaiy, Triomphe Square, Heliopolis, Cairo-Ai Cập

- Cơ sở chủ sở hữu số đăng ký lưu hành: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG**

Địa chỉ: A8TT7 Khu Đô Thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Vân