

DỤNG CỤ HÚT MŨI BAYOKA®

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Dụng cụ hút mũi dùng hút nước mũi. Sản phẩm do Công ty TNHH Tân Thái Bình Design sản xuất.

2. Thành phần:

- Nhựa PP, PS & ống PVC chính phẩm
- Quỳ bóp cao su.

2.1 Ngoại quan:

Bề mặt sản phẩm không móp méo, không biến dạng, cong vênh, không có bọt khí, sắc màu đồng nhất.

Sản phẩm không chứa các chất độc hại, không rơi vụn trong quá trình sử dụng.

2.2 Yêu cầu an toàn:

Hàng sản xuất và thông tin cảnh báo phải in rõ ràng, dễ đọc và ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.

3. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển:

3.1 Bao gói: Sản phẩm đóng gói trong nylon, hộp giấy.

3.2 Ghi nhãn: Nội dung ghi nhãn phải phù hợp theo quy định của Bộ Công Thương (Thông tư 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006) và các văn bản pháp luật hiện hành khác của nhà nước.

3.3 Bảo quản: Bảo quản trong điều kiện bình thường.

3.4 Vận chuyển: Vận chuyển bằng các phương tiện thông thường, có mũ che, tránh mưa nắng, thao tác khi bốc xếp phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh hoặc rơi rớt làm hỏng sản phẩm.
