



**BĂNG LƯỚI ELASTIC chứa 70% Polyamide và 30% Polyurethane có độ co giãn cao, và thông thoáng. Có thể dùng băng cho các vùng khó như cổ tay; Đầu; Đầu gối ...**

Thành phần: 70% polyamide, 30% polyurethane

Công dụng: Băng cố định gạc

Hướng dẫn sử dụng: Sau vệ sinh vết thương, làm sạch vùng xung quanh. Chọn kích thước theo yêu cầu, đo và cắt đoạn vừa đủ. Dùng tay căng lưới và lòn vào vùng cần băng vết thương.

Chống chỉ định: Không

Kích thước:

421-004	25m x 2,4cm
421-001	25m x 1,6cm
421-008	25 m x 6,3 cm
421-005	25m x 2,7cm
421-002	25m x 1,8cm
421-006	25m x 5,5cm
421-003	25m x 2,1cm
421-007	25m x 5,7cm

Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn 93/42/EEC; ISO 9001:2008 và ISO 13485 : 2003

Hãng sản xuất: BASTOS VIEGAS S.A,

Nước sản xuất: BỒ ĐÀO NHA