

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Model: MB-3ABG, MB-3ABG, MB-3EA, MB-3EB, MB-3EC, MB-3ED, MB-3EE,
MB-3MA, MB-3MB, MB-3MC, MB-3AAG, MB-3ABA

Hãng sản xuất: Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

- Vệ sinh giường trước khi sử dụng.
- Đặt nệm lên giường (chú ý nệm được sử dụng là nệm chuyên dụng cho giường 3 tay quay).
- Đặt bệnh nhân lên giường, điều chỉnh nâng đầu, nâng chân, nâng chiều cao theo yêu cầu của bệnh nhân hoặc bác sĩ điều trị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Model: MB-4EA, MB-4EB, MB-4EC, MB-4ED

Hãng sản xuất: Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

- Vệ sinh giường trước khi sử dụng.
- Đặt nệm lên giường (chú ý nệm được sử dụng là nệm chuyên dụng cho giường hồi sức).
- Đặt bệnh nhân lên giường, điều chỉnh nâng đầu, nâng chân, nâng chiều cao và nghiêng 02 đầu theo yêu cầu của bệnh nhân hoặc bác sĩ điều trị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Model: MB-2A, MB-2EA, MB-2EB, MB-2AA, MB-2AXG

Hãng sản xuất: Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

- Vệ sinh giường trước khi sử dụng.
- Đặt nệm lên giường (chú ý nệm được sử dụng là nệm chuyên dụng cho giường bệnh nhân).
- Đặt bệnh nhân lên giường, điều chỉnh nâng đầu, nâng chân theo yêu cầu của bệnh nhân hoặc bác sĩ điều trị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Model: MB-1A, MB-1A2

Hãng sản xuất: Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

- Vệ sinh giường trước khi sử dụng.
- Đặt nệm lên giường (chú ý nệm được sử dụng là nệm chuyên dụng cho giường bệnh nhân)
- Đặt bệnh nhân lên giường, điều chỉnh nâng đầu theo yêu cầu của bệnh nhân hoặc bác sĩ điều trị.