



Thiết bị có sử dụng OMRON connect

Tìm thiết bị phù hợp với nhu cầu sức khỏe của bạn

Mã tá Bảo lương?

Máy đo huyết áp HEM-7600T SMART ELITE+



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- Vòng bí thông minh IntelliWrap với thiết kế không dây giúp bạn dễ dàng khi đo
- Dữ liệu sức khỏe được kết nối với thiết bị thông minh
- Vòng bí thông minh IntelliWrap dễ quấn vào bắp tay, cho kết quả đo chính xác
- Công nghệ Intellisense với áp suất phù hợp với từng cá nhân để đo nhanh, chính xác và thoải mái hơn
- Phát hiện nhịp tim bất thường
- Phát hiện chuyển động của cơ thể
- Hướng dẫn quấn vòng bí đúng với chỉ báo "OK" khi vòng bí được quấn vừa khít
- Phù hợp với chu vi cánh tay 22-42 cm

Tìm hiểu thêm

Máy đo huyết áp HEM-7361T



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- Máy đo huyết áp HEM-7361T được thiết kế với công nghệ sáng lọc rung nhĩ (AFIB) tiên tiến. Ở chế độ đo huyết áp 3 lần, HEM-7361T có thể phát hiện khả năng AFIB ở độ chính xác đã được kiểm chứng lâm sàng. Vì vậy, bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ và có biện pháp can thiệp sớm để ngăn ngừa đột quỵ trước suy tim. Thiết bị có kết nối không dây Bluetooth, cho phép bạn đồng bộ hóa kết quả đo huyết áp hàng ngày từ thiết bị với ứng dụng OMRON Connect một cách dễ dàng và theo dõi sức khỏe tim của bạn bất cứ lúc nào.
- Chỉ báo rung nhĩ (AFIB)
- Kết nối Bluetooth với ứng dụng OMRON Connect
- 2 người dùng, mỗi người 100 bộ nhớ, cho phép bạn và người thân của bạn chia sẻ cùng một thiết bị, lý tưởng cho các cặp vợ chồng cao tuổi cùng nhau chăm sóc sức khỏe.
- Vòng bí thông minh IntelliWrap™ dễ quấn vào cánh tay, cho kết quả đo chính xác và thoải mái
- Công nghệ Intellisense với áp suất phù hợp với từng cá nhân giúp thực hiện các phép đo nhanh, chính xác và thoải mái hơn
- Phát hiện nhịp tim bất thường
- Hiển thị kết quả trung bình của 3 lần đo cuối cùng
- Chỉ báo tăng huyết áp
- Hướng dẫn quấn vòng bí đúng
- Phát hiện chuyển động của cơ thể
- Hiển thị nhịp tim

Tìm hiểu thêm

Máy đo huyết áp HEM-6232T



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- HEM-6232T cho phép đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe với ứng dụng OMRON connect bằng kết nối không dây Bluetooth.
- Chỉ báo định vị tích hợp hỗ trợ người dùng đặt màn hình ở độ cao chính xác để đảm bảo các kết quả đọc chính xác và nhất quán.
- Kích thước nhỏ gọn với hoạt động êm, máy theo dõi sức khỏe tim mạch dễ dàng và thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.
- Hướng dẫn quấn vòng bí
- Phát hiện chuyển động của cơ thể
- Phát hiện nhịp tim bất thường
- Kết nối Bluetooth
- 100 bộ nhớ với ngày và thời gian
- 2 người dùng
- Chỉ báo định vị
- Vòng bí tinh hoạt
- Chỉ báo tăng huyết áp
- Hiển thị chữ số lớn để đọc kết quả đo

Tìm hiểu thêm

Máy đo thành phần cơ thể HBF-255T



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- Thiết kế siêu nhỏ gọn cho ngôi nhà của bạn. Chính xác lên đến 10g và chức năng hiển thị kết quả đo trước đó, bạn có thể theo dõi chi tiết tiến trình của mình trên cả thiết bị và ứng dụng OMRON connect.
- Theo dõi thông minh 7 chỉ số cơ thể
 - 1. Trọng lượng cơ thể
 - 2. Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể
 - 3. Mỡ nội tạng
 - 4. Tỷ lệ phần trăm cơ xương
 - 5. Tuổi cơ thể
 - 6. Trao đổi chất khi nghỉ ngơi
 - 7. BMI
 - Phân loại kết quả
 - Nhận dạng người dùng tự động
 - Tối đa 4 người dùng
 - Thiết kế nhỏ gọn với màn hình lớn và hiển thị kết quả đo trước đó
 - Đơn vị đo: kg & cm
 - Cân được đến 135kg

Máy đo thành phần cơ thể HBF-222T



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- Theo dõi thông minh 7 chỉ số cơ thể
- 1. Trọng lượng cơ thể
- 2. Tỷ lệ mỡ cơ thể
- 3. Mỡ nội tạng
- 4. Tỷ lệ cơ xương
- 5. Tuổi sinh học
- 6. Trao đổi chất khi nghỉ ngơi
- 7. Chỉ số khối cơ thể (BMI)
- Phân loại kết quả đo
- Nhận dạng người dùng tự động
- Lưu dữ liệu của 4 người dùng
- Thiết kế nhỏ gọn với màn hình lớn
- Số đo: kg & cm
- Công suất 150kg

Tìm hiểu thêm

Máy đo thành phần cơ thể HBF-702T



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- Máy đo thành phần cơ thể tốt nhất với sự phân tích mô rõ ràng và theo phần đoạn. Hoàn chỉnh với kết nối bluetooth và ứng dụng OMRON connect.
- Theo dõi thông minh 8 chỉ số cơ thể
 - 1. Trọng lượng cơ thể
 - 2. Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể
 - 3. Mỡ nội tạng
 - 4. Tỷ lệ phần trăm cơ xương
 - 5. Tuổi cơ thể
 - 6. Trao đổi chất khi nghỉ ngơi
 - 7. BMI
 - 8. Mô dưới da
 - Phân đoạn mô dưới da & tỷ lệ phần trăm cơ xương
 - Phân loại kết quả
 - Nhận dạng người dùng tự động
 - Tối đa 4 người dùng
 - Thiết kế nhỏ gọn với màn hình lớn
 - Đơn vị đo: kg & cm
 - Cân được đến 135kg

Cân HN-300T2



• **Dữ liệu sức khỏe được kết nối**



- Cân sức khỏe dẫn từ đơn giản và chính xác, chuyển các kết quả của bạn với kết nối Bluetooth sang ứng dụng OMRON connect để dễ dàng cho gia đình bạn (hai người dùng).
- Theo dõi trọng lượng cơ thể và BMI trên ứng dụng
 - 1. Trọng lượng cơ thể
 - 2. BMI
 - Phân loại kết quả
 - Nhận dạng người dùng tự động
 - Tối đa 2 người dùng
 - Số đo: kg
 - Thiết kế nhỏ gọn
 - Cân được đến 150kg



OMRON connect giúp bạn dễ dàng xem, lưu và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình.

