

MÁY SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN ĐỊNH LƯỢNG GAN – LÁCH

- Chứng loại: Fibroscan 630
- Hãng/ nước sản xuất: ECHOSENS/ Pháp

TỔNG QUAN

Thông tin sản phẩm

- Model: FibroScan® Expert 630.
- Nhà sản xuất: Echosens.
- Xuất xứ: Pháp.



Đo độ cứng: Đánh giá độ xơ hóa bằng Fibroscan®.

Tiên phong trong đánh giá độ đàn hồi gan. FibroScan® tạo ra các chỉ dấu có thể theo dõi bệnh nhân theo thời gian. FibroScan® sử dụng quy trình đo thống nhất, độ lặp lại cao giữa các lần thăm khám khác nhau.



Đo độ cứng độ xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ.

Xơ gan: LSM với VCTE™ là duy nhất, được cấp bằng sáng chế và xác nhận để đánh giá xơ hóa gan. Đây là tiêu chuẩn để đánh giá độ cứng của gan không xâm lấn.

Gan nhiễm mỡ: CAP™ là duy nhất, được cấp bằng sáng chế và xác nhận để đánh giá tình trạng nhiễm mỡ gan.



Đo độ cứng lách - SSM™.

Với vai trò tiên phong của Echosens trong việc hỗ trợ đánh giá độ cứng, xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ. FibroScan® Expert 630 tích hợp công nghệ đo độ cứng lách nhằm đánh giá nguy cơ tăng áp lực tĩnh mạch cửa (của bệnh nhân xơ hóa gan).



Kết quả độ cứng & độ nhiễm mỡ là giá trị trung vị của 10 phép đo hợp lệ.




Đầu dò siêu âm dẫn hướng tích hợp: hỗ trợ định vị gan và lách trước khi thăm khám, giảm thời gian xác định vị trí.



HÌNH ẢNH SẢN PHẨM


FibroScan® Expert 630 - màn hình đo.



FibroScan® Expert 630 - dữ liệu bệnh nhân.



FibroScan® Expert 630 - công cụ đo độ cứng lách.



FibroScan® Expert 630 - đầu dò siêu âm Convex dẫn hướng tích hợp.

