

CÔNG TY TNHH K-MEDICAL

Số: 03/KM-CKQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG KHAI

Nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo trang thiết bị y tế

Kính gửi: Bộ Y tế

1. Tên cơ sở công khai: CÔNG TY TNHH K-MEDICAL

Mã số thuế: 0315432109

Địa chỉ: 236B/1B Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02873006640

Fax:

Email: hoaint@kmedical.com.vn

Website:

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: KIM DONG HAK

Số CMND/ Định danh/ Hộ chiếu: M540R1515

ngày cấp: 29/12/2022 nơi cấp: Bộ Ngoại
Giao Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02873006640

Điện thoại di động: 0326361091

3. Thông tin về trang thiết bị y tế dự kiến quảng cáo:

- Tên trang thiết bị y tế: Băng xấp vết thương

- Chung loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm (nếu có): Theo phụ lục

- Hãng sản xuất: Theo phụ lục

- Nước sản xuất: Theo phụ lục

- Số lưu hành: 220000171/PCBB-HCM

- Tính năng, tác dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết vết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tỉ đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng.

- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH K-MEDICAL,
236B/1B Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có): Không sử dụng sản phẩm cho vết thương khô, vết cắn, bỏng độ ba, loét do nhiễm trùng (bệnh lao, bệnh giang mai, nhiễm nấm sâu).

Chúng tôi công khai nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo đối với trang thiết bị y tế như sau:

Nội dung dự kiến quảng cáo:

BĂNG XẤP THERASORB

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO VẾT THƯƠNG TIẾT DỊCH

- LỚP BẢO VỆ

Màng chống thấm polyurethane thoáng khí ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn

- LỚP HẤP THỤ

Polyurethane hydrophilic kết hợp sodium alginate hấp thụ dịch tiết hiệu quả, cung cấp và duy trì độ ẩm tối ưu, ngăn chặn sự rò rỉ dịch tiết



- LỚP TIẾP XÚC VẾT THƯƠNG

Không dính vào vết thương, giảm đau khi thay băng, giảm tổn thương mô hạt và mô biểu mô

ƯU ĐIỂM BĂNG XÓP VẾT THƯƠNG THERASORB

1. BẢO VỆ VẾT THƯƠNG

Chống nước, ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn

2. KHÔNG GÂY ĐAU

Không gây đau khi thay băng, giúp bệnh nhân cảm giác thoải mái

3. GIẢM SỐ LẦN/ CHI PHÍ THAY BĂNG

Có thể lưu băng 2-7 ngày tùy theo lượng dịch tiết, tình trạng vết thương

4. RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Duy trì môi trường ẩm giúp quá trình lành vết thương nhanh chóng

5. HẠN CHẾ HÌNH THÀNH SẸO

Giúp lên mô hạt đẹp và nhanh chóng, giảm nguy cơ hình thành sẹo

Therasorb Algi Plus Hydrophilic

10x10x0.5cm / 5x20x0.5cm / 10x20x0.5cm / 20x20x0.5cm / 35x50x0.5cm / 30x100x0.5cm

Therasorb AD (Tự dính)

10x10x0.2cm / 10x20x0.2cm / 20x20x0.2cm / 30x55x0.2cm

Therasorb Algi Plus Adhesive (Có viền bám dính)

7.5x7.5cm (foam: 5x5x0.2cm) / 9x15cm (foam: 5x10x0.2cm) / 9x20cm (foam: 5x15x0.2cm) /
9x25cm (foam: 5x20x0.2cm) / 9x25cm (foam: 5x20x0.2cm) / 9x30cm (foam: 5x25x0.2cm) /
9x35cm (foam: 5x30x0.2cm) / 14x14cm (foam: 10x10x0.5cm)

Therasorb Border (Viền bám dính phủ silicone)

7.5x7.5cm (foam: 5x5x0.2cm) / 10x10cm (foam: 6.5x6.5x0.2cm) / 9x15cm (foam: 5x10x0.2cm) /
9x25cm (foam: 5x20x0.2cm)

Hình thức dự kiến quảng cáo:

Báo nói báo hình Hội thảo

Cơ sở cam kết:

1. Nội dung thông tin công khai là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã công khai và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



