



Seeing beyond

**Hiệu năng vượt trội.
Trả màu nhanh hơn.
Đậm màu nhanh hơn.***

Tròng kính PhotoFusion X



**BẢNG GIÁ BẢN LẺ KHUYẾN NGHỊ TRÒNG KÍNH ZEISS PHOTOFUSION X
VÀ BẢNG CẬP NHẬT THÔNG SỐ TRÒNG KÍNH THUỐC ZEISS**

Có hiệu lực từ tháng 11/2023

TRÒNG KÍNH ZEISS PHOTOFUSION X

Đồng hành cùng bạn cả ngày!

Với tròng kính ZEISS PhotoFusion X, bạn sẽ được trải nghiệm hiệu năng đổi màu vượt trội từ trong suốt đến sẫm màu ngang bằng kính râm khi ở ngoài trời.

Được kết hợp với vật liệu tròng kính ZEISS BlueGuard, giúp ngăn chặn đến 50% ánh sáng xanh trong nhà và tới 94% ngoài trời khi ở trạng thái đổi màu hoàn toàn¹. Đặc biệt với khả năng chống tia cực tím hoàn toàn mọi lúc - dù ở trạng thái trong suốt hay sẫm màu.



✓ Vào những ngày nhiều mây và không có ánh nắng rõ ràng: Tròng kính PhotoFusion® X của ZEISS vẫn bảo vệ mắt khỏi bức xạ tia cực tím có hại từ mặt trời.



✓ Khi ở bên ngoài, Tròng kính PhotoFusion® X đậm dần đến sẫm như kính râm.



✓ Được làm bằng vật liệu tròng kính ZEISS BlueGuard. Giúp chặn tới 50% ánh sáng xanh trong nhà và tới 94% ngoài trời khi đổi màu hoàn toàn.

¹ Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021. Based on Blue Violet Block (BVB) metric that quantifies the amount of light 400–455 nm blocked by PFX Extra Grey 1.6 HC form.



Seeing beyond

Hiệu năng vượt trội

2.5 X

Trả màu nhanh hơn gấp 2.5 lần so với thế hệ kính đổi màu của một thương hiệu nổi tiếng².

60%

Tốc độ sẫm màu nhanh hơn đến 60% so với thế hệ tiền nhiệm³.

15s

Chỉ 15 giây để đạt được hiệu năng chống chói hiệu quả⁴.

Màu sắc đa dạng

Brown



Grey



Blue



Pioneer



New

Extra Grey



² Testing by independent laboratory in USA, 2021 according to requirement in ISO 8980-3. Based on the average speed (%T/min) of fade-back from fully activated state to 80 %T at 23°C in grey 1.50 index (CR607) HC only form. Compared to a well-known photochromic brands latest generation in 1.5 grey.

³ Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, Aus 2021 in accordance to ISO 8980-3. Based on the average speed (%T/min) of activation from clear state to 30 %T at 23°C in grey 1.60 index and polycarbonate in HC only form.

⁴ Analyses by Technology and Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE 2021 in accordance to ISO 8980-3. PhotoFusion X Grey or Extra Grey at 23°C, 1.6 index with HC.




Seeing beyond


SÁNG TẠO VÀ THỜI TRANG

Bạn muốn chiếc kính bạn đeo trở nên thời trang như những chiếc kính râm do các nhà thiết kế tạo ra?

Thêm thời trang và sáng tạo với sự kết hợp giữa tròng kính ZEISS PhotoFusion X và **lớp phủ gương ZEISS DuraVision Flash** để thêm phần ấn tượng – và cuốn hút mọi ánh nhìn.




Colour DuraVision Flash Jade
EDI code FJ



Colour DuraVision Flash Amber
EDI code FA



Colour DuraVision Flash Diamond
EDI code FD



Colour DuraVision Flash Sapphire
EDI code FP



Colour DuraVision Flash Ruby
EDI code FD



Seeing beyond

Trải nghiệm tròng kính ZEISS PhotoFusion X ngay!

Chỉ từ +3.000.000 VND



Rx	Grey	Brown	Extra Grey	Pioneer	Blue
1.5 BlueGuard®	■	■	■	■	■
1.6 BlueGuard®	■	■	■	■	■
1.67 BlueGuard®	■	■	■	■	■
FSV					
1.56 BlueGuard®			■		
1.6 BlueGuard®			■		

*Tròng kính PhotoFusion X không đi chung với lớp phủ LotuTec UV



Seeing beyond

Trải nghiệm sự khác biệt


Tròng kính ZEISS SmartLife



Seeing beyond

Giữ vững nhịp độ, dù bạn ở độ tuổi nào.

NEW



Trí tuệ tuổi tác

Xem xét sự phát triển của
nhu cầu thị giác cho mọi giai

"Tôi chỉ cần nhìn
xa và gần."

"Tôi muốn có tầm
nhìn rõ ràng và thư
giãn cho đôi mắt bận
rộn của mình."

"Tôi cần một số
hỗ trợ để tập trung vào
các vật thể ở gần và
giảm mỏi mắt."

"Tôi cần thêm độ để hỗ trợ nhìn
gần và trung gian. Thích nghi với
tròng kính mới cũng có thể là
một thách thức
với tôi."

Nhu cầu thị giác và thách thức đã được giải quyết

Tuổi

20

25

30

35

40

45

50

55

Tròng
kính

Kính đơn tròng ZEISS
SmartLife

Tròng kính ZEISS
SmartLife Digital

Kính đa tròng ZEISS
SmartLife



Seeing beyond

Khám phá sự khác biệt dù ở gần hay xa.



Kính đa tròng ZEISS SmartLife



Tính năng:




Ít cảm thấy
mỏi mắt hơn



Tầm nhìn chính xác
hơn ở cự li gần



Dễ dàng thích nghi với người
đang mang tròng đơn hoặc
chưa từng mang kính



Kính đa tròng ZEISS SmartLife

Vùng nhiều ít hơn với độ nhiễu thấp hơn

Kính đa tròng thường

Vùng nhiều nhiều hơn với độ nhiễu cao hơn



Seeing beyond

Luôn tận hưởng thị lực rõ nét với tròng kính ZEISS.

Tròng kính ZEISS

Cho thị lực rõ nét với lớp phủ bền bỉ cùng thời gian, dễ dàng vệ sinh, chống phản quang và chống hoàn toàn tia UV.



Seeing beyond




Giải pháp tròng kính ZEISS Quản Lí Tiến Triển Cận Thị Trẻ Em

Dòng sản phẩm tròng kính toàn diện nhất để quản lý tiến trình cận thị, thiết kế đặc biệt cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi.

Ứng dụng công nghệ ZEISS AgeFit Junior

Được thiết kế đặc biệt để phù hợp với đặc điểm hình thể của trẻ em, nhằm tối ưu hóa hiệu suất quang học cho mắt của trẻ đang phát triển.



Z' = Tâm xoay của mắt

b' = Khoảng cách đỉnh từ tâm quay đến kính

BVD = Khoảng cách đỉnh từ giác mạc đến kính

COR = Khoảng cách từ giác mạc đến tâm xoay



Seeing beyond

TRÒNG KÍNH MYOVISION® PRO



Quản lý Lệch tiêu Chu biên



Điều chỉnh khúc xạ
Vùng trung tâm cho thị lực nhìn xa
tuyệt vời và sắc nét.



Quản lý tiến triển cận thị
Vùng chu biên có thiết kế đặc biệt với
mục đích làm giảm tiến trình cận thị¹.

UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV	Chiết suất	Phi kính	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp
LotuTec® UV	1.5	70	0.00 đến -6.00	-2	-6
	1.6	70	0.00 đến -9.50	-4	-9.5
	1.67	70	0.00 đến -9.50	-4	-9.5

¹ Sankaridurg, P.; Donovan, L.; Varnas, S.; Ho, A.; Chen, X.; Martinez, A.; Fisher, S.; Lin, Z.; Smith, E. L.; Ge, J.; Holden, B.; Holden, B. Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia: 12-Month Results. *Optom. Vis. Sci.* 2010, 87 (9), 631.



Seeing beyond



TRÒNG KÍNH MYOKIDS®

Quản lí Điều tiết Non độ



Điều chỉnh khúc xạ
Phần trên tròng kính cho thị lực rõ ràng khi nhìn xa¹.



Quản lí tiến triển cận thị
Phần bên dưới hỗ trợ nhìn gần và làm giảm đi tiến trình cận thị².

UVProtect® Bảo vệ toàn diện khỏi tia UV	Chiết suất	Phi kính	Độ cầu	Độ loạn	Độ hỗn hợp	ADD
LotuTec® UV	1.5	50-75	0.00 đến -7.00	-4	-7	+1.00 đến +2.50
	1.6	50-75	0.00 đến -10.00	-6	-10	+1.00 đến +2.50
	1.67	50-70	0.00 đến -12.00	-6	-12	+1.00 đến +2.50



Seeing beyond

**Thiết kế chuyên biệt
cho đôi mắt bạn khi
làm việc.**



Tròng kính ZEISS Office



Tròng đọc sách chỉ cung cấp tầm nhìn rõ nét đối với các vật thể gần.

Sự ảnh hưởng đến tư thế:


- Người đeo có xu hướng di chuyển đến gần các đối tượng hơn để đưa chúng vào tiêu điểm
- Gây căng cơ cổ và lưng không cần thiết



Đa tròng cung cấp vùng nhìn giới hạn.

Sự ảnh hưởng đến tư thế:

- Người đeo có xu hướng ngẩng đầu khi nhìn qua vùng trung gian
- Kết quả là căng cơ cổ và vai



Tròng ZEISS Office cung cấp tầm nhìn rõ ràng, sắc nét trong khoảng cách làm việc ưa thích của bạn.


Sự ảnh hưởng đến tư thế:

- Giữ tư thế đầu và cổ tự nhiên
- Hoàn toàn thoải mái suốt cả ngày dài



Seeing beyond

Đừng bỏ lỡ bất kỳ
một chi tiết nào
trên hành trình
của bạn – ngay cả
khi trời mưa, sương
mù hay hoàng hôn.



Công nghệ Luminance Design® tính toán đến kích thước đồng tử trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tận hưởng tầm nhìn tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu giúp lái xe an toàn và thoải mái hơn.

Lớp phủ DuraVision DriveSafe® UV giúp giảm đến 64% ánh sáng chói.

Lái xe êm ái và giảm độ chói vào ban đêm bởi những phương tiện ngược hướng hoặc đèn đường.

Thiết kế tròng kính ZEISS DriveSafe cho vùng trung gian lớn hơn đến **43%** giúp chuyển đổi tiêu điểm dễ dàng hơn và vùng nhìn xa lớn hơn đến **14%** cho tầm nhìn trên đường rộng hơn.

Giữ an toàn với tầm nhìn chính xác khi quan sát đường, bảng điều khiển và gương.



Seeing beyond

Tròng nhuộm màu thời trang, cực sắc nét và chống UV



TRÒNG KÍNH NHUỘM MÀU

Giải pháp
tròng kính ngoài trời ZEISS



Seeing beyond

BROWN

MỘT MÀU



Màu	Brown 12%
Mã EDI	farb 450
Tỷ lệ nhuộm màu	12%



Màu	Brown 25%
Mã EDI	farb 451
Tỷ lệ nhuộm màu	25%



Màu	Brown 60%
Mã EDI	farb 452
Tỷ lệ nhuộm màu	60%



Màu	Brown 75%
Mã EDI	farb 453
Tỷ lệ nhuộm màu	75%



Màu	Brown 85%
Mã EDI	farb 454
Tỷ lệ nhuộm màu	85%



Màu	Brown 95%
Mã EDI	farb 455
Tỷ lệ nhuộm màu	95%

CHUYỂN MÀU



Màu	Brown 25 / 0%
Mã EDI	farb 456
Tỷ lệ nhuộm màu	25 / 0%



Màu	Brown 75 / 25%
Mã EDI	farb 458
Tỷ lệ nhuộm màu	75 / 25%



Màu	Brown 90 / 40%
Mã EDI	farb 459
Tỷ lệ nhuộm màu	90 / 40%



Seeing beyond

GREY

MỘT MÀU



Màu	Grey 12%
Mã EDI	farb 460
Tỷ lệ nhuộm màu	12%



Màu	Grey 25%
Mã EDI	farb 461
Tỷ lệ nhuộm màu	25%



Màu	Grey 60%
Mã EDI	farb 462
Tỷ lệ nhuộm màu	60%



Màu	Grey 75%
Mã EDI	farb 463
Tỷ lệ nhuộm màu	75%



Màu	Grey 85%
Mã EDI	farb 464
Tỷ lệ nhuộm màu	85%



Màu	Grey 95%
Mã EDI	farb 465
Tỷ lệ nhuộm màu	95%

CHUYỂN MÀU



Màu	Grey 25/0%
Mã EDI	farb 466
Tỷ lệ nhuộm màu	25/0%



Màu	Grey 75 / 25%
Mã EDI	farb 468
Tỷ lệ nhuộm màu	75/25%



Màu	Grey 90 / 40%
Mã EDI	farb 469
Tỷ lệ nhuộm màu	90/40%



Seeing beyond

PIONEER

MỘT MÀU



Màu	Pioneer 12%
Mã EDI	farb 470
Tỷ lệ nhuộm màu	12%



Màu	Pioneer 25%
Mã EDI	farb 471
Tỷ lệ nhuộm màu	25%



Màu	Pioneer 60%
Mã EDI	farb 472
Tỷ lệ nhuộm màu	60%



Màu	Pioneer 75%
Mã EDI	farb 473
Tỷ lệ nhuộm màu	75%



Màu	Pioneer 85%
Mã EDI	farb 474
Tỷ lệ nhuộm màu	85%



Màu	Pioneer 95%
Mã EDI	farb 475
Tỷ lệ nhuộm màu	95%

CHUYỂN MÀU



Màu	Pioneer 25 / 0%
Mã EDI	farb 476
Tỷ lệ nhuộm màu	25 / 0%



Màu	Pioneer 75 / 25%
Mã EDI	farb 478
Tỷ lệ nhuộm màu	75 / 25%



Màu	Pioneer 90 / 40%
Mã EDI	farb 479
Tỷ lệ nhuộm màu	90 / 40%



Seeing beyond

BLACK

MỘT MÀU



Màu	Black 12%
Mã EDI	farb 490
Tỷ lệ nhuộm màu	12%



Màu	Black 25%
Mã EDI	farb 491
Tỷ lệ nhuộm màu	25%



Màu	Black 60%
Mã EDI	farb 492
Tỷ lệ nhuộm màu	60%



Màu	Black 75%
Mã EDI	farb 493
Tỷ lệ nhuộm màu	75%



Màu	Black 85%
Mã EDI	farb 494
Tỷ lệ nhuộm màu	85%



Màu	Black 95%
Mã EDI	farb 495
Tỷ lệ nhuộm màu	95%



CHUYỂN MÀU



Màu	Black 25/0%
Mã EDI	farb 496
Tỷ lệ nhuộm màu	25/0%



Màu	Black 75/25%
Mã EDI	farb 498
Tỷ lệ nhuộm màu	75/25%



Màu	Black 90/40%
Mã EDI	farb 499
Tỷ lệ nhuộm màu	90/40%



Seeing beyond

BLUE



Màu	Blue 12%
Mã EDI	farb 480
Tỷ lệ nhuộm màu	12%



Màu	Blue 25%
Mã EDI	farb 481
Tỷ lệ nhuộm màu	25%



Màu	Blue 25/0%
Mã EDI	farb 486
Tỷ lệ nhuộm màu	25/0%

GREYBLUE



Màu	Greyblue 40/0%
Mã EDI	farb 437
Tỷ lệ nhuộm màu	40/0%

ROSE



Màu	Rosé 10%
Mã EDI	farb 440
Tỷ lệ nhuộm màu	10%



Seeing beyond



POLARIZED



Màu **Brown pol 85%**
Tỷ lệ nhuộm màu 85%



Màu **Grey pol 85%**
Tỷ lệ nhuộm màu 85%



Màu **Pioneer pol 85%**
Tỷ lệ nhuộm màu 85%



Màu **Skylet® fun 70%**
Tỷ lệ nhuộm màu 70%



Màu **Skylet® road 80%**
Tỷ lệ nhuộm màu 80%



Màu **Skylet® Sport 90%**
Tỷ lệ nhuộm màu 90%



Seeing beyond

Sản phẩm: Tròng kính thuốc

Sản xuất bởi: Carl Zeiss Vision (China) Ltd, Trung Quốc; Carl Zeiss Vision Technologies (Guangzhou) Ltd, Trung Quốc

Chủ sở hữu: Carl Zeiss Vision International GmbH, Đức

Số lưu hành: 230000598/PCBA-HCM; 230001452/PCBA-HCM

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam - Phòng 501, tầng 5, số 58 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



Seeing beyond