

**NHÃN LƯU HÀNH**

## MẪU NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT

**Tên sản phẩm:** Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (IAT) - Ortho™ Sera Anti-D (IAT)

**Quy cách đóng gói:** Hộp 01 lọ x 5ml.

**Thành phần:** 1 lọ chứa 5 mL kháng thể đơn dòng người tuýp IgM/IgG (dòng tế bào LDM3/ESD1); 0,1% (w / v) natri azit và nguyên liệu có nguồn gốc từ bò.

**Mục đích sử dụng:** Sử dụng trong chẩn đoán *in vitro* để phát hiện định tính tình trạng nhóm máu RhD dương tính ở người bằng xét nghiệm antiglobulin gián tiếp.

**Bảo quản:** 2 - 8°C.

**Cảnh báo:** Thuốc thử chứa 0,1% (w / v) natri azit có thể gây độc nếu nuốt phải và có thể phản ứng với chì và đồng trong ống dẫn nước tạo thành hợp chất nổ. Nếu thải bỏ vào bồn rửa, hãy xả với một lượng nước lớn để ngăn chặn tích tụ azit. Có hại và ảnh hưởng lâu dài đối với môi trường thủy sinh. Không xả rác ra môi trường. Vứt bỏ chất thải / thùng chứa phù hợp với các quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.**

**Số lô:** Xem phần [LOT] trên nhãn hộp.

**Hạn dùng/ Ngày sản xuất:** Xem phần [ ] trên nhãn hộp.

**Số lưu hành:**

**Các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**Xuất xứ:** Anh.

**Nhà sản xuất:** Alba Bioscience Limited

5 James Hamilton Way, Milton Bridge, Penicuik, EH26 0BF, Anh.

**Chủ sở hữu số lưu hành:** Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam

Tòa nhà SISC, Số 63-65-67-69-71, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công,  
Quận Ba Đình, Hà Nội.

OCD6904493

Đại diện hợp pháp của cơ sở đăng ký 




GIÁM ĐỐC


*Hoàng Anh Tuấn*

## ORTHO™ Sera Anti-D (IAT) (Product Code 6904493)

### 1. Vial Label



### 2. Carton Label



### 3. Secondary Pack Label

A Generic carton label for overprinting lot number, expiry date, date of manufacture, Instruction for Use reference and barcode (BG009/1) is attached to each product.



#### FD041B Anti-D (IAT) Draft Secondary Pack Label

